
ナノ粒子の目詰まりを抑制! 回転式セラミックフィルターの活用事例

主に研究・開発レベルにあるナノ粒子を対象に 濃縮・溶媒置換・粒子洗浄などのハンドリングについて御提案します。



三菱ダイナフィルター(DyF)

Dynamic Crossflow Filtration


三菱ダイナフィルターは、ろ過障害となるケーキ形成を回転により抑制することができ、 ナノ粒子の洗浄・濃縮ができることを特長とした、新しいフィルターです。 (分離技術会 2015年度技術賞受賞)

■外観

最小細孔径5nmの回転式セラミックフィルターを格納し、ナノ粒子を捕捉 各種溶媒に対応し、ドラフトに入るコンパクト卓上タイプ




■構造/ろ過の原理



回転式フィルターの特長

セラミックフィルターが回転することで、 ナノ粒子のろ過が可能になりました。



Dynamic Crossflow Filtration


- ○ケーキ形成の抑制
- ○高濃度化
- 連続通液可
- 逆洗により 高いろ過速度を維持
- △ 粒子がせん断を受けやすい

代表的な分離対象


電池材料 ファインセラミックス 金属微粒子 CMPスラリー 顔料 飲料 化粧品ポリマー シリカ 酸化チタン 医療材料 光触媒原料 ナノセルロース レアメタル エマルジョン 廃液・廃棄物 酵母 菌体 藻類 炭素材料

特長①:最小細孔径5nmセラミックフィルターにより、 ナノ粒子のろ過/濃縮が可能

DyFセラミック膜の細孔径と材質



特長②:閉鎖系でナノ粒子スラリーの溶媒置換や粒子洗浄が可能



Case 01

ナノ粒子スラリーを ろ過/濃縮して回収する




目的

近年の材料微粒化に伴い、従来のフィルター濃縮が困難になっています。 そこで、DyFを用いシリカスラリーの濃縮がどこまで可能か検討を行いました。

結 果

シリカ粒子スラリーの固形物濃度を16.0wt%から約38.0wt%に上げ、 ろ過速度を一定ラインから落とすことなく濃縮することが出来ました。





シリカ粒子スラリー (粒子径約700nm)



ろ過/濃縮 ディスク細孔径60nm





←支持層

←膜層

ディスク断面SEM像

ポイント

DyFはディスクを回転させる動的クロスフローにより、 ナノ粒子のフィルター表面への目詰まりを防止することが出来ます。

連続的にサンプルを注入し続けることが出来る為、 従来のバッチ遠心分離では困難であった大容量処理も可能になります。

スラリー濃度を適度に Case 02 調整して回収する



目的

遠心分離で試料を回収する際、沈殿が固い塊になり回収できない場合があります。 後工程でのハンドリングの為、DyFを用いることで試料濃度調整が可能か検討を 行いました。

結 果

三菱ダイナフィルター (DyF)

濃縮コントロール



[サンプル] シリカ粒子スラリー



処理前 (~10mPa • s)



ろ室内 ヘラで掻き取り



柔らかめ (~30mPa⋅s)




(~1,000mPa • s)

従来の遠心分離法

濃縮コントロール









ガラス状に固結し、

ポイント

遠心分離では固結してしまった試料も、DyFは分散を維持しながら脱水することが出来る為 試料の濃度調整が可能で、スラリーのまま回収することが出来ます。

Case 03

スラリーのまま溶媒置換を する




目的

溶媒置換をする際、遠心分離やフィルターで濃縮・ろ過を行い、新しい溶媒に再分散する方法がありますが、乾燥凝集してしまう・再分散が困難・開放系に出来ない等の理由でこの方法が使えない場合があります。DyFでスラリーの分散状態を維持したまま溶媒置換が可能か検討を行いました。

結 果

■ナノ粒子スラリーに溶媒Aを供給し、溶媒Bから置換しました。 化学分析により溶媒の置換率を求めました。



ポイント

ろ室の5倍量の溶媒供給により、密閉 状態を維持したまま溶媒置換が可能 でした。分散及び湿式状態を維持した ままの連続的な作業である為、再懸濁 の工程が省略でき乾燥凝集の発生を 抑えることができます。また、pH調整 などにも応用することが可能です。

Case 04 する

効率的/効果的な粒子洗浄を する




目的

従来の粒子洗浄では、ろ過・再分散の繰り返しが必要であったり、大量の洗浄液が必要になります。DyFを用い、NaClを含むアルミナスラリーを洗浄し、NaClが除去可能か検討を行いました。

結 果

■アルミナスラリーを洗浄し、NaClを除去しました。電気伝導度 測定より、スラリー中のNaCl残存率を求めました。



ポイント

ろ室容量の7倍量の洗浄液でNaClを十分に除去することが出来ました。粒子スラリー中に存在する未反応の修飾剤・表面処理剤の除去についても、同様に効率良く行うことが出来ます。



技術相談・デモご依頼・お問い合わせ

専門の技術スタッフが、お客様の分離目的に応じて、フレキシブルにサポートします。

- ●最適な分離条件・ろ過条件の算出●貸出機によるパイロットテスト、立会テストに対応いたします。
- ⇒下記データシートをご記載いただき、お気軽にご依頼ください。

固液分離(ろ過・濃縮・分離)データシート

ご照	会に	際し	て、下	記事	項を	をお知ら	らせっ	下さい。						ご記入	日		年	月]	日
貴	貴 社 名											様	TEL							
所 在 地												FAX								
									E-mail:	:										
担	当	;	者	所	属										芳ź	3				様
原	原 液 名 称										処 3	理	目 的							
現	現在の処理方法・運転条件									前•	後 0	りエ程	1							
		組			成										原の	友 性 : 耳 現 1	状性			
	原 液	揮		——— 発	性	有		無	起	泡	性	有		無	濃	J	度		\	wt%
		腐1	蝕 性(対金	属)				рН			電気 伝導度				蝕性 非金属))			
		固	形分	含有	量			wt%	原	液比	重		.	,	原	夜 粘 .	度	,		
原液	固形分	固	形乡	分名	称				(真	比重	E)				(見:	卦 比 重	重)			
の性質		粒 (まt	度 :は、D10	分 D、D50、	布 D90)							最 小	粒	子 径			•			
		凝	\$	<u> </u>	性							沈	降	性						
	溶媒	組			成				比		重				粘	J	度			
	溶質	組成									分	子	量			•				
	経時変化の有無										人体(に対	する危し	険 性		有	- 無			
	その他取扱上の注意																			
	供給スラリー					m³/h		あたり 転時間				h/d	処	理温度				°C		
	処理	処理能力 固形分ベース		 _ス			kg/h		ッチあ <i>た</i> 運転時				h/ 🗓		あたりの ッチ数)			□/d	
<i>b</i> п.	分離後の固形分中の液分						wt%	濃 網固 刑	宿液 中	の度			wt%	清澄固形	液中分濃	の 度			ppm	
処理条件	溶媒置換の要否					7	有 ·	無			ろ過り	助 剤	の使用	有(名柄) •	• 無	
	置換する溶媒								溶媒の管理基準 (不純物の濃度)											
	製品は液体or固形分											固形	分(の洗浄	有()	先浄液)	- 無
	分離した液体・固形分 の 評 価 方 法					·							,							
	貴工場内試験を希望					有		無	試 を	験 試 送	料る				試り	斗 返 要	還否	有	- 無	
その他	弊工場内試験を希望 				有		無	試具	験 希 望	日	年		月 日	据(寸場;	所	屋内	· 屋タ	\	
	使 用 材 質								i爆対策 の要否	i	1	与 •	無		選類の 置場所		電気室	• 機·	側	
	設	設置工場所在地																		
	ĵ	連	絡	事	項															

■ データシートの宛先 日立工機株式会社 ライフサイエンス機器事業部

〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号インターシティA棟18階 TEL 03-6738-0860

FAX 03-6738-0861

本データシートにご記載いただきました情報は、三菱化工機株式会社及び日立工機株式会社において、本件に関するお客様へのご連絡、デモテストの実施、アフターサービスの提供、また、今後の 「商品・カタログ等の郵送物の発送」「新製品のご案内」等のために使用させていただきます。なお、個人情報につきましては、個人情報保護ポリシーに基づき取り扱わせていただきます。 詳細につきましては、以下をご覧ください。 **三菱化工機**㈱ http://www.kakoki.co.jp/csr/privacy.html 日立工機㈱ http://www.hitachi-koki.co.jp/footer/privacy.html

■本データシートの提出に当たり、日立工機(株)および三菱化工機(株)の個人情報保護ポリシーを読み、内容に同意した。 【 はい ・ いいえ 】

三菱ダイナフィルター DyF152/S

Dynamic Crossflow Filtration

■仕様

項目	仕 様
型番	DyF152/S型
形式	ダイナミッククロスフロー・セラミックフィルター
ろ過面積 / ディスク径	0.034m²/⊘152mm
ディスク細孔径	5、7、30、60、200、500、2,000nm
ろ室内容量 / ろ過圧	0.24L/0.2MPa
ディスク回転速度	0~1,000rpm
電動機出力	0.4kW×200/220V×50/60Hz
外形寸法/重量	W300×D430×H390mm/35kg
洗浄方式	パルス逆洗、ろ液逆洗、薬液洗浄



DyF152/S

※生産向けスケールUPへの対応もご相談ください。

DyFセラミックフィルターの細孔径と材質

分類		Ultrafil	tration	Microfiltration				
用途		微粒- 酵素などの	子分離 高分子分離	酵母や細菌の分離 不溶性固形成分の分離				
平均細孔径	5nm	7nm	30nm	60nm	200nm	500nm	2,000nm	
材質	TiO ₂	MgAl ₂ O	ZrO ₂	Al ₂ O ₃				





- 正しく安全にご使用いただくため、製品のご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。
- 取扱説明書および製品に表示の「⚠危険」「⚠警告」「⚠注意」などの項目に従って、正しく安全にお使いください。
- 有害物質、放射性物質、病原性物質、あるいは感染性が否定できない試料等を当製品で処理する場合には、必要な安全対策を講じた上で行ってください。
- 引火性の試料等を処理する場合には、DyF本体をドラフト等の中に設置して、十分な換気を行い、爆発性雰囲気を生成しない環境で作業を行ってください。 ● 別紙 耐溶剤/耐薬品表に記載のない溶剤や薬品をご使用の場合には、事前に膨潤試験、耐食試験等を実施し、安全を確認してからご使用ください。
- 試料はpH3~pH12の範囲でご使用ください。その他、使用する試料に関してご不明な点は、最寄りの営業所までご確認ください。



2018年 6月より、日立工機株式会社は工機ホールディングス株式会社に社名変更します。

これからもよろしくお願い致します♪

【製造・保守】

▲三菱化工機株式会社

【販売】

日立工機株式会社 ライフサイエンス機器事業部

東日本地区 東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟18F 西日本地区 兵庫県西宮市津門大箇町10-20

TEL 03-6738-0860

URL http://www.hitachi-koki.co.jp/himac/

- ●このカタログに掲載した製品は、改善のため外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ●この資料に記載された技術を適用することによって生じるいかなる損害に対し、弊社は責任を負うものではありません。
- ●印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
- ●安全のために使用環境、使用条件、据付条件が制限される場合があります。