

\ 日頃のご愛顧に感謝を込めて /

# 新世代応援 キャンペーン

令和



キャンペーン期間 | 2019年11月1日～2020年4月30日

微量高速遠心機シリーズ

## himac CF-RN SERIES



### CF 16RN

(冷却付)

最高回転速度: 16,000rpm  
最大遠心加速度: 22,200×g  
本体寸法: 490(W)×550(D)×852(H)mm  
質量: 105kg

標準価格  
~~¥900,000~~

30%  
OFF!

キャンペーン特別価格!  
**¥630,000**



### CF 15RN

(冷却付)

最高回転速度: 15,000rpm  
最大遠心加速度: 22,200×g  
本体寸法: 370(W)×485(D)×830(H)mm  
質量: 82kg

標準価格  
~~¥800,000~~

30%  
OFF!

キャンペーン特別価格!  
**¥560,000**

卓上微量高速遠心機

## himac CT 15RE



### CT 15RE

(冷却付)

最高回転速度: 15,000rpm  
最大遠心加速度: 21,500×g  
本体寸法: 290(W)×538(D)×307(H)mm  
質量: 40kg

標準価格  
~~¥400,000~~

30%  
OFF!

キャンペーン特別価格!  
**¥280,000**

#### T15A61 (プラスチックカバー付)



2mL×24本  
15,000rpm (21,500×g)



※オプション  
キャンペーン特別価格!  
**¥42,000**

#### T15A62 (カバー付)



2mL×24本/0.5mL×24本  
15,000rpm (2mL: 21,500×g,  
0.5mL: 18,100×g)



※オプション  
キャンペーン特別価格!  
**¥112,000**

#### キャンペーン特設サイトのご案内

特設サイトへは以下のURLへアクセスいただくか、  
右記の2次元バーコードをスマートフォン等で読み  
取ることでご覧いただけます。

<https://www.himac-science.jp/campaign2/>

●キャンペーン特設サイトからは、WEBによる資料の請求も可能です。



# アングルローター

## CF15RN・CF16RN用ローター

**T15A39** (PCRチューブ対応)

1.5/2.0mL×24本  
15,000rpm  
(21,500×g)

キャンペーン特別価格:  
¥105,000



**T15A43** (PCRチューブ対応)



1.5/2.0mL×36本  
+0.2mL×18本  
15,000rpm  
1.5/2.0mL (外周21,640×g,  
内周18,360×g)  
0.2mL (15,940×g)

キャンペーン特別価格:  
¥126,000



**T15A38** (PCRチューブ対応)



1.5/2.0mL×36本  
15,000rpm  
(21,600/18,300×g)

キャンペーン特別価格:  
¥161,000



シールドカバー付  
※遠心式フィルターチューブ対応

**T15A41** (培養管)



15TC/50TC×4本  
15,000rpm  
(22,200×g)

キャンペーン特別価格:  
¥182,000



**T15A46**



Eppendorf社製  
5mL×12本  
15,000rpm  
(22,000×g)

キャンペーン特別価格:  
¥112,000



カバー別売

CF16RN専用ローター

**T9A31** (培養管)



50TC×8本  
9,000rpm (10,600×g)


キャンペーン特別価格:  
¥196,000



# スイングローター

## CF16RN用ローター

**T4SS31**



4,000rpm (2,900×g)  
キャンペーン特別価格:  
¥126,000

**T5S32**



96DW×2 / 96MP×2  
4,800rpm (3,120×g)  
キャンペーン特別価格:  
¥210,000

**T5SS31**



250mL×4本  
4,800rpm (4,170×g)  
キャンペーン特別価格:  
¥147,000

■T4SS31用アダプタ(ローターとは別売り)



4~5mL採血管×32本  
5×8S アダプタ  
キャンペーン特別価格:  
¥21,000 (4個/クミ)



7mL採血管/10mL  
ガラスチューブ×32本  
10×8S アダプタ  
キャンペーン特別価格:  
¥21,000 (4個/クミ)



10mL採血管/  
15mLガラスチューブ×32本  
15×8S アダプタ  
キャンペーン特別価格:  
¥21,000 (4個/クミ)



15mL培養管 (V底) ×24本  
15TC×6S アダプタ  
キャンペーン特別価格:  
¥21,000 (4個/クミ)



50mL培養管 (V底) ×8本  
50TC×2S アダプタ  
キャンペーン特別価格:  
¥21,000 (4個/クミ)



4~10mL採血管×40本  
10×10SB アダプタ  
キャンペーン特別価格:  
¥21,000 (4個/クミ)

※ローターは本体とセットで30%OFF!! 上記以外のローターもキャンペーン対象となります。別途お問い合わせください。

NEW



小形卓上遠心機

**himac CT 18R** キャンペーン対象外  
(冷却付)

最高回転速度: 18,000rpm / 最大遠心加速度: 31,100×g  
最大呼称容量: 250mL×4本  
本体寸法: 634(W)×550(D)×340(H)mm / 質量: 80kg

標準価格: ¥950,000

●シールドカバー付新型ローター3種類と  
CF-RNシリーズ27種類のローターをお使いいただけます。



himac WEBサイト  
YouTubeのhimac Channelにて  
CT18Rの動画をご覧頂けます。

himac NEWデザインコンセプト 第1弾!

[製造・販売・保守]

工機ホールディングス株式会社 C&P事業本部

himac 遠心機お客様相談センター ☎0120-024125

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休業日除く)

東日本地区 03-6738-0860 西日本地区 0798-23-4125

URL <https://www.himac-science.jp>

- 製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
- 安全のために使用環境、使用条件、据付条件が制限される場合があります。
- 全て税別価格となります。 ●製品写真は、特に断りがない限り標準仕様です。



日立工機株式会社は、2018年6月「工機ホールディングス株式会社」に社名変更致しました。

KHCDS-F008A 2019.10

安全上のご注意 機器を正しく安全にご使用いただくため、製品の「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。