

1周年記念キャンペーン

期間:2021年7月1日~12月28日受注分



Special Offer

1周年記念キャンペーン

エッペンドルフグループの一員となったエッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズが2021年7月に1周年を迎えます。1周年を記念して、様々な研究ニーズに応えるハイスペックモデルと、日常のラボで活躍するスタンダードモデルのキャンペーンを実施します。

また、2021年1月にはエッペンドルフ遠心機の修理・保守サポートを開始した弊社が、それぞれ信頼と伝統のあるブランドを更に安心してご利用頂きたいと思い、遠心機サポートも併せてご案内いたします。

是非、この機会に世界中で活躍するエッペンドルフ遠心機をご検討ください。



冷却遠心機 5430 R は、コンパクトな卓上遠心機でありながら、12 種類のローターで様々な研究ニーズに応えるハイスペックモデルです。15/50 mL コニカルチューブやマイクロプレートにも対応しています。

最大遠心力が $30,130 \times g$ と高く、作業時間を短縮可能です。予冷運転のプログラム予約機能も備えており、遠心機が冷えるのを待つために実験が滞ることがなくなります。

容量：1.5/2.0 mL $\times$ 48 本、5.0 mL $\times$ 16 本、15/50 mL $\times$ 6 本、
PCR チューブ 64 本、プレート $\times$ 2 枚
最高回転速度：17,500 rpm
最大遠心加速度： $30,130 \times g$
本体寸法 (W $\times$ D $\times$ H)：380 $\times$ 640 $\times$ 296 mm
温度設定範囲：-11°C $\sim$ +40°C

5430 用ローター

PCR チューブ用ローターやマイクロチューブ用スイングローターなどもございます。



F-35-6-30

15/50 mL コニカルチューブ用ローター
15/50 mL $\times$ 6 本
7,830 rpm ($7,745 \times g$)
カバー付

キャンペーン特別価格：¥141,600 円 (税別)



A-2-MTP

プレート用スイングローター
マイクロプレート、PCR プレート、高さ 29 mm
までの DWP $\times$ 2 枚
4,680 rpm ($2,204 \times g$) カバー付

キャンペーン特別価格：¥141,600 円 (税別)



FA-45-16-17

エッペンドルフチューブ 5.0 mL 用ローター
5.0 mL $\times$ 16 本
14,200 rpm ($21,191 \times g$)
シールドカバー付

キャンペーン特別価格：¥94,400 円 (税別)



FA-45-24-11-Kit

スピнкаラム用ローター
1.5/2.0 mL $\times$ 24 本
13,200 rpm ($19,090 \times g$)
シールドカバー付

キャンペーン特別価格：¥90,400 円 (税別)



FA-45-24-11-HS

最大 $30,130 \times g$ の高速ローター
1.5/2.0 mL $\times$ 24 本
17,500 rpm ($30,130 \times g$)
シールドカバー付

キャンペーン特別価格：¥72,800 円 (税別)



FA-45-48-11


マイクロチューブ 48 本架けローター
1.5/2.0 mL $\times$ 48 本
12,700 rpm (外側 $18,210$ / 内側 $16,049 \times g$)
シールドカバー付

キャンペーン特別価格：¥81,600 円 (税別)



スピнкаラム用ローター

周縁が高くなっているため、チューブの蓋を開けたままでもスピнкаラムを安全に遠心できます。チューブの蓋を事前に切り取るなどの、余計な手間が不要になります。



高速ローターで遠心時間を短縮

プラスミド DNA 回収率への遠心力の影響を比較しました。

30,000 $\times g$ ではわずか 5 分間の遠心でも回収率約 90 % に達しました。

Eppendorf Application Note no. 234

卓上微量高速遠心機 5430 R キャンペーン限定セット 特別価格



キャンペーン期間限定特別セット：

- ① 遠心機 5430 R 本体
- ② 1.5/2.0 mL x 30 本架ローター FA-45-30-11
(14,000 rpm/20,817 x g)
- ③ プレート用ローター A-2-MTP

システム価格*：¥ 1,047,000

⇒ **キャンペーン特別価格：¥ 696,000 (税別)**

* セット内容の標準価格を合計した参考価格です。

ローターは本体とセットで 20% OFF！2 ページ目に記載以外のローター、アダプタも対象です。別途お問い合わせください。

世界のスタンダード卓上微量高速遠心機 5425 20% OFF



コンパクトで使いやすく、6 種類のローターで様々な用途に対応する、日常のラボで活躍するスタンダードモデルです。

容量：1.5/2.0 mL x 24 本、5.0 mL x 10 本、0.2 mL x 96 本

最高回転速度：15,060 rpm

最大遠心加速度：21,300 x g

本体寸法 (WxDxH)：240 x 390 x 240 mm

1.5/2.0 mL チューブ 24 本架ローター FA-24x2 付 (15,060 rpm/21,300 x g)

標準価格：¥ 314,000 ⇒ **キャンペーン特別価格：¥ 251,200 (税別)**

ローター無し

標準価格：¥ 252,000 ⇒ **キャンペーン特別価格：¥ 201,600 (税別)**

5425 用ローター PCR チューブ用スイングローターや PTFE コーティング済みローターなどもございます。



FA-18x2-Kit

チューブの蓋を開けたままでも遠心できる
スピнкаラム用ローター

1.5/2.0 mL x 18 本

15,060 rpm (18,565 x g)

シールドカバー付

キャンペーン特別価格：¥ 58,560 円 (税別)



FA-10x5

エッペンドルフチューブ 5.0 mL 用ローター

5.0 mL x 10 本

15,060 rpm (21,300 x g)

シールドカバー付

キャンペーン特別価格：¥ 93,600 円 (税別)



F-32x0.2-PCR

PCR チューブストリップ用ローター

PCR チューブ x 32 本

8 連 PCR チューブストリップ x 4

15,060 rpm (18,134 x g)

カバー付

キャンペーン特別価格：¥ 53,680 円 (税別)

ローターは本体とセットで 20% OFF！上記以外のローター、アダプタも対象です。別途お問い合わせください。

1周年記念キャンペーン

期間：2021年7月1日～12月28日受注分

大切なお知らせ

エッペンドルフ遠心機を大切にお使い頂きまして、誠に有難う御座います。
これまで長くラボでご利用いただいていた装置も部品供給が中止となり、修理対応が終了している物も御座います。
是非、この機会にまたエッペンドルフ遠心機の安心と信頼を手に入れて下さい。

修理対応終了 製品例



製品名	冷却遠心機 5415 R	冷却遠心機 5417 R
後継製品	冷却遠心機 5425 R	冷却遠心機 5430 R

修理サポート、保守契約、延長保証のご案内

2021年1月よりエッペンドルフ遠心機の修理サポートはエッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社が承っております。
これまで以上に安心してご使用頂くために、予防メンテナンスプランと保守契約プランならびに IQ / OQ / GLP / GMP などのバリデーション点検を新しく設定し、開始しております。これらサポートに加え、保証期間内であれば1度だけ1年間の延長保証を追加できます。



カタログ PDF

epServices
for premium performance



遠心機【販売・保守】

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社

本社工場 〒312-8502 茨城県ひたちなか市武田1060

ハイマック
himac お客様相談センター
☎ 0120-024125
受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝日・弊社休業日除く)
<https://www.himac-science.jp>



東京セールスオフィス
東京都千代田区東神田2-5-12 龍角散ビル3F
TEL 03-5829-3612

中部セールスオフィス
愛知県名古屋市中村区名駅2-28-9 名駅プライトビル4F
TEL 052-433-3081

九州セールスオフィス
福岡県福岡市博多区堅粕4-1-37 博多三弘ビル1F
TEL 092-482-8109

北海道セールスオフィス
北海道札幌市北区北二十三条西6-2-2
TEL 011-299-8109

関西セールスオフィス
大阪府大阪市東淀川区東中島1-19-4 ルーシッドスクエア新大阪 12F
TEL 06-6795-9200

- eppendorf遠心機の保守部品の供給は製造販売中止後5年間です。
- 製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
- 表示価格は全て税別です。
- 製品写真または操作画面等は、特に断りがない限り標準仕様です。

安全上のご注意

機器を正しく安全にご使用いただくため、製品の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

www.eppendorf.com

Eppendorf® and the Eppendorf Brand Design, the epServices logo and epServices for Premium Performance® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. himac® is a registered trademark of Eppendorf Himac Technologies Co., Ltd., Japan. U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2021 by Eppendorf AG. Printed in Japan.

EHTD-019A

2021.06