

遠心機年度末キャンペーン

期間:2021年1月1日~4月30日受注分



Special Offer

遠心機年度末キャンペーン

2020年7月にエッペンドルフグループの一員となったエッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズが2021年1月よりエッペンドルフ遠心機の全国販売取扱いと修理・保守のサポートを開始致します。

それぞれ信頼と伝統のあるブランドを更に皆さまにご利用頂きたいと思い、エッペンドルフとハイマックの遠心機のキャンペーンを実施いたします。対象製品を**最大 30% OFF**にてご提供いたします!

ローターおよびアダプタも、本体と同時に購入であれば同じ割引率にてご提供いたします。

豊富なローターバリエーションと簡単なローター交換が特長 Himac遠心機 30% OFF

CF-RN シリーズのドライブモーターは安心できる3年保証



最大容量：1 L (4 × 250 mL)
 最高回転速度：16,000 rpm
 最大遠心加速度：22,200 × g
 本体寸法 (W×D×H)：490 × 550 × 852 mm

CF16RN (冷却付)
 標準価格：¥900,000 ⇒
キャンペーン特別価格：¥630,000



最大容量：280 mL (4 × 70 mL)
 最高回転速度：15,000 rpm
 最大遠心加速度：22,200 × g
 本体寸法 (W×D×H)：370 × 485 × 830 mm

CF15RN (冷却付)
 標準価格：¥800,000 ⇒
キャンペーン特別価格：¥560,000

アングルローター CF15RN・CF16RN 用ローター

T15A39 PCRチューブ対応

オート
クレープ



1.5/2.0 mL × 24 本
 15,000 rpm
 (21,500 × g)

キャンペーン特別価格：
¥105,000

T15A43 PCRチューブ対応

オート
クレープ



1.5/2.0 mL × 36 本
 +0.2 mL × 18 本
 15,000 rpm
 1.5/2.0 mL (外周 21,640/
 内周 18,360 × g)
 0.2mL (15,940 × g)

キャンペーン特別価格：
¥126,000

T15A38 PCRチューブ対応

シールド
カバー



1.5/2.0 mL × 36 本
 15,000 rpm
 (21,600/18,300 × g)
 シールドカバー付
 * 遠心式フィルター
 チューブ対応

キャンペーン特別価格：
¥161,000

オート
クレープ

バイオ
セーフティ

T15A41 培養管

オート
クレープ



15TC/50TC × 4 本
 15,000 rpm
 (22,200 × g)

キャンペーン特別価格：
¥182,000

T15A46

シールド
カバー



エッペンドルフチューブ
 5.0 mL × 12 本
 15,000 rpm
 (22,000 × g)
 カバー別売

キャンペーン特別価格：
¥112,000

オート
クレープ

* オプション

T9A31 (CF16RN 専用)

培養管



50TC × 8 本
 9,000 rpm
 (10,600 × g)

キャンペーン特別価格：
¥196,000

オート
クレープ

スイングローター CF16RN 用ローター

T4SS31



15TC × 24 本 / 50TC × 8 本
 4,000 rpm
 (2,900 × g)

キャンペーン特別価格：
¥126,000

T4SS31 用アダプタ



15 mL 培養管 (V底) × 24 本
15TCx6S アダプタ
 キャンペーン特別価格：
¥21,000 (4個/クミ)



50 mL 培養管 (V底) × 8 本
50TCx2S アダプタ
 キャンペーン特別価格：
¥21,000 (4個/クミ)

T5S32

プレート



96DWP × 2/
 96MTP × 2
 4,800 rpm
 (3,120 × g)

キャンペーン特別価格：
¥210,000

ローターは本体とセットで同じ割引率!

上記以外のローター、アダプタもキャンペーン対象となります。別途お問い合わせください。

世界中の研究室で活躍中 Eppendorf卓上遠心機 25% OFF

極めてコンパクトな微量遠心機 MiniSpin® シリーズ



最大容量：1.5/2.0 mL × 12 本
最高回転速度：13,400 / 14,500 rpm
最大遠心加速度：12,100 / 14,100 × g
本体寸法 (W×D×H)：225 × 240 × 120 mm

PCR チューブ用ローターもご用意

ミニスピ (12 本架ローター F-45-12-11 付)

標準価格：¥125,000 ⇒ **キャンペーン特別価格：¥ 93,750**

ミニスピプラス (12 本架ローター F-45-12-11 付)

標準価格：¥163,000 ⇒ **キャンペーン特別価格：¥122,250**

コンパクトな微量冷却遠心機 5418 R



最大容量：1.5/2.0 mL × 18 本
最高回転速度：14,000 rpm
最大遠心加速度：16,873 × g
設定温度範囲：0~40°C
本体寸法 (W×D×H)：298 × 463 × 256 mm

18 本架ローター FA-45-18-11 付 (冷却式)

標準価格：¥506,000 ⇒ **キャンペーン特別価格：¥379,500**

コンパクトな微量遠心機 5420



最大容量：1.5/2.0 mL × 24 本
最高回転速度：15,060 rpm
最大遠心加速度：21,300 × g
本体寸法 (W×D×H)：242 × 346 × 215 mm

PCR チューブ用ローターもご用意

24 本架ローター FA-24x2 付

標準価格：¥247,000 ⇒ **キャンペーン特別価格：¥185,250**

* ローター無しモデルもございます

スタンダードモデルの微量遠心機 5425



最大容量：1.5/2.0 mL × 24 本
最高回転速度：15,060 rpm
最大遠心加速度：21,300 × g
本体寸法 (W×D×H)：240 × 390 × 240 mm

5.0 mL チューブ用ローターや
スピニングアダプターもご用意

24 本架ローター FA-24x2 付

標準価格：¥314,000 ⇒ **キャンペーン特別価格：¥235,500**

* ローター無しモデルもございます

デリケートな細胞培養液や血液サンプルに適した小形遠心機 5702 シリーズ



最大容量：100 mL × 4 本
最高回転速度：4,400 rpm
最大遠心加速度：3,000 × g
本体寸法 (W×D×H)：
381 × 581 × 270 mm (R/RH)

> 多彩なアダプタで様々な採血管や
15/50 mL 培養管に対応
> 冷却加熱式モデル 5702 RH は
37°C±1°C を遠心中でも維持可能

ローターやアダプタについて
詳しくはこちら



5702 (空冷式)

標準価格：¥243,000 ⇒ **キャンペーン特別価格：¥182,250**

5702 R (冷却式)

標準価格：¥577,000 ⇒ **キャンペーン特別価格：¥432,750**

5702 R コニカルチューブ遠心セット (冷却式)

スイングローター、バケット、15/50 mL コニカルチューブアダプタ付

標準価格：¥718,000 ⇒ **キャンペーン特別価格：¥538,500**

5702 RH (冷却加熱式)

標準価格：¥749,000 ⇒ **キャンペーン特別価格：¥561,750**

ポンプ内蔵ですぐに使用できる遠心濃縮機 5305, C タイプ



最大容量：1.5/2.0 mL × 96 本, MTP × 2
回転速度：1,400 rpm (固定)
本体寸法 (W×D×H)：330 × 579 × 290 mm

15/50 mL 培養管用ローターや
プレート用ローターもご用意

48 本架ローター F-45-48-11 付

標準価格：¥1,050,000 ⇒ **キャンペーン特別価格：¥787,500**



ローターや
アダプタについて
詳しくはこちら

遠心機年度末キャンペーン

期間：2021年1月1日～4月30日受注分

新製品のご紹介：次世代のスタンダード - 卓上微量遠心機 5425 R



- > パラメーターを迅速に設定できるダイヤル式
- > ローターカバー無しでも運転音が静か
- > 設定温度に迅速に到達できる FastTemp 機能付き

最大容量：24 × 1.5/2.0 mL
 最高回転速度：15,060 rpm
 最大遠心加速度：21,300 × g
 本体寸法 (W×D×H)：290 × 480 × 260 mm

希望小売価格：¥ 532,000 (ローター無し)
 ¥ 572,000 (24 本架ローター付)



- 6 種類のローターで様々な用途に対応
 (例) > PTFE コーティング済みの耐薬品性ローター
 > チューブの蓋を開けたまま遠心できる
 スピнкаラム用ローター
 > エッペンドルフチューブ 5.0 mL 用ローター
 > PCR チューブ用ローター

修理サポートに関するお問い合わせ

epServices
 for premium performance

遠心機を安全にご使用いただくために

遠心機は一年以内ごとに一回の定期自主検査を行うことが、労働安全衛生規則第 141 条で定められています。
 安全にご使用いただくために、Eppendorf 認定のサービス技術者による遠心機とローターの毎年の点検とメンテナンスをお勧めします。
 修理、保守点検業務に加え、据付時適格性確認 (IQ) および稼動性能適格性確認 (OQ) も実施しておりますのでご相談下さい。

詳しくはこちら：<https://www.himac-science.jp/repair.html>



遠心機【販売・保守】

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社

本社工場 〒312-8502 茨城県ひたちなか市武田1060

- 保守部品の供給は製造販売中止後、Himac遠心機は7年間、eppendorf遠心機は5年間です。
- 製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
- 表示価格は全て税別です。
- 製品写真または操作画面等は、特に断りがない限り標準仕様です。

安全上のご注意
 機器を正しく安全にご使用いただくため、製品の「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ハイマック
himac お客様相談センター
☎ 0120-024125
 受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休業日除く)
<https://www.himac-science.jp>



www.eppendorf.com/centrifugation

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, the epServices logo and MiniSpin® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. Himac® is a registered trademark of Eppendorf Himac Technologies Co., Ltd., Japan. U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. · Copyright © 2021 by Eppendorf AG.

EHTD-013A 2021.1