

遠心機年度末キャンペーン

期間:2022年12月1日~2023年4月28日受注分



Special Offer

遠心機年度末キャンペーン

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズより、アカデミックユーザーをはじめとする全国の研究者の皆様に遠心機年度末キャンペーンをご案内します。

信頼と伝統があり、世界中の研究室で使用されているエッペンドルフ遠心機とHimac遠心機の人気モデル4機種とローターの組合せを期間限定で**キャンペーン特別価格**にてご提供いたします！

また、今回はエッペンドルフチューブも同時にプレゼントしますので是非この機会にご検討ください。

Centrifuge 5425 R



- > ローターカバー無しでも運転音が静か
- > 設定温度に迅速に到達できる FastTemp 機能付き
- 最大容量: 24 × 1.5 / 2.0 mL
- 最高回転速度: 15,060 rpm
- 最大遠心加速度: 21,300 × g
- 本体寸法 (W×D×H): 290 × 480 × 260 mm



24本架ローター FA-24x2付
 注文番号: 5406000437
 希望小売価格: ¥635,000

キャンペーン特別価格: ¥571,500

ローター FA-24x2

- > 最大遠心加速度: 21,300×g (15,060 rpm)
- > 最大容量: 24×1.5 / 2.0 mLチューブ

新しいソフトウェア

- > 遠心が終了してからの経過時間を表示
- > ショートスピン機能の改善 (ボタンを押し続ける必要がなくなりました)

新しいローターリッド開閉メカニズム

- > エアロゾル密閉性ローターは標準で QuickLock®システムを採用
- > 1/4回転しただけで密閉できる構造
- > 時間を節約し手首への負担も軽減します

6種類のローターに対応 (オプション)

- > 5.0 mLチューブのスナップ・スクリュウキャップ両方に対応した10本架けエアロゾル密閉性ローター
- > PCR用のシングバケットローターは処理量を増やします

Eppendorf遠心機で最も多用途なモデルが登場

Centrifuge 5910 Ri



- > エッペンドルフ遠心機シリーズで最も幅広い用途のベンチトップ遠心機です
- > 電源100 V仕様で最大4,000 mL (1000 mL×4本)



最大容量: 4×1,000 mL / 4×5×MTP
 最高回転速度: 14,000 rpm
 最大遠心加速度: アングルローター使用時: 22,132×g (FA-48×2)
 シングローター使用時: 5,263×g (S-4×400)
 本体寸法 (W×D×H): 715×680×368 mm
 電源: 100 V / 50-60 Hz
 重さ (本体のみ): 109 kg

S-4×Universalローター付
 注文番号: 5943000238
 希望小売価格: ¥1,790,000




キャンペーン特別価格: ¥1,611,000 *オプションで遠心機テーブルも用意しています。



ローター S-4xUniversal

- > 大容量のシングバケットローター、最大遠心加速度4,415 × g (4,500 rpm)
- > エアロゾル密閉 QuickLock キャップを、オプションで用意¹⁾
- > バケット、キャップ、およびアダプターはオートクレーブ可能

¹⁾ 英国公衆衛生庁 (ポートンタウン) によりエアロゾル密閉性を試験済み



Centrifuge CF18R



himac小形遠心機の新しいスタンダードモデル

小形遠心機

- 最高回転速度18,000rpm、最大遠心加速度31,100×g (T18A41ローターにて)
- ローターは全て載せるだけ!のクイックセッティング方式 CF-RNシリーズローターとの互換性でCF18Rは全30種。
- 省電力ECO設定機能搭載
- 静電式タッチパネルを採用、ゴム手袋をしても操作可能。
- 250mmボトル用スイングローターからマイクロチューブ用アングルローターまで多目的な用途に。




CF18R

最高回転速度	18,000 rpm (T18A41ローター)
最大遠心加速度	31,100×g (T18A41ローター)
最大呼称容量	250 mL × 4本 (T5SS31ローター)
寸法 (W×D×H)	490 × 550 × 835 mm
質量	98 kg
電源	AC100 V ±10%、15 A、50/60 Hz
注文番号	5722010180
希望小売価格 (本体)	¥960,000
ローターアダプタ付き小売り価格	¥1,216,000
キャンペーン特別価格	¥1,039,680

在庫は十分用意しておりますが品切れの際は組合せの変更をすることがあります。

スイングローター付きパッケージ



> 5mL ~ 15mL × 40本
> 50mL培養管 (V底) × 8本
> 15mL培養管 (V底) × 24本
> 4,000rpm (2,900×g)

T4SS31スイングローター

注文番号: 5722212004

希望小売価格: ¥192,000 (角形バケツ付)



15TC×6S アダプタ (4個入)

> 15mL培養管 (V底) × 24本
> 17Φ×120mm
> 4,000rpm (2,900×g)

注文番号: 5721244007

希望小売価格: ¥32,000



50TC×2S アダプタ (4個入)

> 50mL培養管 (V底) × 8本
> 30Φ×115mm
> 4,000rpm (2,860×g)

注文番号: 5721244008

希望小売価格: ¥32,000

Centrifuge CF18RS



himac小形遠心機の新しいスタンダードモデル

微量高速遠心機

- 最高回転速度18,000rpm、最大遠心加速度31,100×g (T18A41ローターにて)
- ローターは全て載せるだけ!のクイックセッティング方式 CF18RSは全20種のローターに適合。
- 省電力ECO設定機能搭載
- 静電式タッチパネルを採用、ゴム手袋をしても操作可能。



CF18RS

最高回転速度	18,000 rpm (T18A41ローター)
最大遠心加速度	31,100×g (T18A41ローター)
最大呼称容量	70 mL × 4本 (T15A37ローター)
寸法 (W×D×H)	340 × 485 × 835 mm
質量	73 kg
電源	AC100 V ±10%、15 A、50/60 Hz
注文番号	5722020180
希望小売価格 (本体)	¥854,000
ローター付き小売り価格	¥1,014,000
キャンペーン特別価格	¥866,970

アングルローター付きパッケージ



> 1.5/2.0mL × 24本
> 15,000rpm (21,500×g)

T15A39アングルローター

注文番号: 5722211008

希望小売価格: ¥160,000

マイクロ遠心機、多目的遠心機: 本体購入いただいた方にチューブプレゼント

期間中、マイクロ遠心機(5425R、CF18RS)には①、多目的遠心機(5910Ri、CF18R)には②のチューブをそれぞれご購入頂いた方全員にプレゼントいたします。実験をより快適に行っていただける弊社チューブを是非ご利用ください。

プレゼント対象品リスト

品名	内容
①セーフロックチューブ 2.0 mL	1000本, PCR clean
②エッペンドルフコニカルチューブ SnapTec 50®	240本, Eppendorf Quality

プレゼント
応募方法

応募フォームへのURLとQRコードをご案内いたしますので、必要事項を記入ください。後日プレゼント品をお送りいたします。

- ① セーフロックチューブ 2.0 mL
② SnapTec 50®

チューブプレゼントキャンペーン応募方法

下記の QRコード もしくは URL 先の応募フォームにご記入ください



← または ↓ からご応募ください

<https://www.himac-science.jp/form/campaign.html>

遠心機年度末キャンペーンチューブプレゼントについて

申込受付期間：2023年5月12日 17:00 迄

フォーム入力のため、購入いただいた 遠心機 のシリアルNo (製造番号) が必要になります。1 つのシリアル番号で応募いただけるプレゼント品は 1 回のみです。

新製品 エッペンドルフコニカルチューブ SnapTec 50[®]

片手で簡単開閉、作業の効率化に

- > 片手で簡単開閉
- > キャップがチューブにしっかりと連結されているため、キャップの取り違えが起こらず汚染リスクを低減。
- > 従来の50 mLコニカルチューブと同等サイズなので既存の機器にピッタリフィット。
- > 可塑剤、スリッパ剤、殺生物剤不使用。
- > -86℃～ 100℃で使用可能。
- > 公称容量: 45 mL
- > 121℃ 20分までオートクレーブ可。

詳しくはこちら



修理サポートに関するお問い合わせ

Centrifuge Maintenance Services



予防メンテナンス

機器を良好な状態に保つことにどれだけ注意していますか？
弊社の専門的なクリーニングとメンテナンスサービスは、問題を早期に発見し、予期せぬ稼働停止期間や故障を防ぐことを目的としています。機器を完璧な状態に保つことは、機器の寿命を延ばすだけでなく、生産性を向上させることにもつながります。

信頼性を確保し、資源を節約しましょう！

Preventive Maintenanceサービス

- > 細部まで網羅されたチェックシートでの検査
- > クリーニング
- > システムテスト
- > 安全性、機能性検査
- > ソフトウェアアップデート
- > 保存データの評価
- > 日付付きサービスラベル

Device Checkのサービス

- > 遠心機主要箇所の検査 (自主検査代行)

* 複数台使用時の場合に限りお受けいたします。

遠心機【販売・保守】

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社

本社工場 〒312-8502 茨城県ひたちなか市武田1060

東京セールスオフィス
東京都千代田区東神田2-5-12 龍角散ビル3F
TEL 03-5829-3612

北海道セールスオフィス
北海道札幌市北区北二十三条西6-2-2
TEL 011-299-8109

中部セールスオフィス
愛知県名古屋市中村区名駅2-28-9 名駅ブライトビル4F
TEL 052-433-3081

関西セールスオフィス
大阪府大阪市東淀川区東中島1-19-4 ルーシッドスクエア新大阪 12F
TEL 06-6795-9200

九州セールスオフィス
福岡県福岡市博多区堅粕4-1-37 博多三弘ビル1F
TEL 092-482-8109

ハイマック
himac お客様相談センター
☎ 0120-024125
受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休業日除く)
<https://www.himac-science.jp>

安全上のご注意
機器を正しく安全にご使用いただくため、製品の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 保守部品の供給は製造販売中止後、Eppendorf遠心機は5年間、Himac遠心機は7年間です。
- 製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
- 表示価格は2022年12月現在のメーカー希望小売価格 (税別) です。
- 製品写真または操作画面等は、特に断りがない限り標準仕様です。

www.eppendorf.com/centrifugation

Eppendorf® and the Eppendorf logo, Eppendorf QuickLock®, Eppendorf Tubes®, Eppendorf SnapTec® are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany. himac® is registered trademark of Eppendorf Himac Technologies Co., Ltd., Japan. U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2022 by Eppendorf SE. Printed in Japan.