

研究者応援 遠心機キャンペーン

期間：2023年10月25日～2024年3月29日受注分



Special Offer

選べるバンドル！ 研究者応援 遠心機キャンペーン！

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズより、アカデミア分野の研究者をはじめ、全国の研究者を応援するため、卓上/床置きタイプの選べるバンドルキャンペーンをご提案いたします。

〈【本体】+【ローター】= **最大 20%OFF**〉+【追加体験のプレゼント】
エッペンドルフの素晴らしい品質を追加体験してください！

Centrifuge 5425 / 5425 R

【キャンペーン内容】

好みに合わせて**選べるバンドル**キャンペーン。

3つの**STEP**で順番に各々1つ選んで組合せを完成させてください。

STEP1
本体

+

STEP2
ローター

+

STEP3
追加体験のプレゼントを
選んでください。

※STEP1でローター付きモデル購入のお客様も対象です。

※ご不明点ありましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。

【STEP1】 本体を選んでください



Centrifuge 5425

冷却なし

- > 加減速の各10段階で設定可能
- > 5425シリーズは
6種類のローターに対応

最大容量：24 × 1.5 / 2.0 mL
最高回転速度：15,060 rpm
最大遠心加速度：21,300 × g
本体寸法 (W×D×H)：240 × 390 × 240 mm

注文番号：5405000638
希望小売価格：295,000円
キャンペーン特別価格：236,000円

ローター FA-24x2 付
注文番号：5405000433
希望小売価格：365,000円
キャンペーン特別価格：292,000円



20%OFF



Centrifuge 5425 R

冷却付き

- > ローターカバー無しでも運転音が静か
- > 設定温度に迅速に到達できる
FastTemp 機能付き

最大容量：24 × 1.5 / 2.0 mL
最高回転速度：15,060 rpm
最大遠心加速度：21,300 × g
本体寸法 (W×D×H)：290 × 480 × 260 mm

注文番号：5406000631
希望小売価格：621,000円
キャンペーン特別価格：496,800円

ローター FA-24x2 付
注文番号：5406000437
希望小売価格：667,000円
キャンペーン特別価格：533,600円



20%OFF

主な機能



利便性が向上

- > ショートスピナー機能
- > 遠心終了後の経過時間を表示



革新的なローターカバー開閉メカニズム

- > Eppendorf QuickLock®：人間工学に基づくローターカバーロックシステム
- > 1/4回しただけでローターカバーがロックされる構造により、手首の負担が軽減

ローター FA-24x2

- > 最大遠心加速度：21,300 × g
(15,060 rpm)
- > 最大容量：24×1.5 / 2.0mLチューブ



適用機種：5425/5425R

【STEP2】ローターを選んでください

※STEP1でローター FA-24x2付を選択した場合は必須ではありません。

20%OFF



適用機種：5425/5425R

ローター FA-10x5

- > 最大遠心加速度：21,300×g
(15,060 rpm)
- > 最大容量：
10×Eppendorf Tubes® 5.0 mL

注文番号：5495505008
希望小売価格：137,000円
キャンペーン特別価格：109,600円

20%OFF



適用機種：5425/5425R

ローター FA-24x2-PTFE

- > 最大遠心加速度：21,300×g
(15,060 rpm)
- > 最大容量：24×1.5 / 2.0 mLチューブ
- > エアロゾル密閉性の
Eppendorf QuickLock®カバー付き
- > 耐薬品性を向上させるPTFEコーティング

注文番号：5495503005
希望小売価格：137,000円
キャンペーン特別価格：109,600円

20%OFF



適用機種：5425/5425R

ローター S-96x0.2-PCR

- > 最大遠心加速度：3,217 × g
(6,000 rpm)
- > 新型スイングローター
- > 12本の× 8 PCRストリップ
0.1 / 0.2 mLか4枚の× 1 / 4 twin.tec
PCRプレート96、スカートなし分割可能
または容量0.2 mLの96 × PCR チューブ用

注文番号：5495512004
希望小売価格：108,000円
キャンペーン特別価格：86,400円

20%OFF



適用機種：5425/5425R

ローター FA-18x2-Kit

- > 最大遠心加速度：18,565×g
(15,060 rpm)
- > スピнкаラム18本用ローター

注文番号：5495508007
希望小売価格：85,500円
キャンペーン特別価格：68,400円

【STEP3】追加体験のプレゼントを選んでください

※STEP1でローター付きモデル購入のお客様も対象です。



① 人気のピペット

リサーチプラス×1本
> 容量範囲：100 μL-1000 μL
注文番号：3123000063
希望小売価格：51,000円
キャンペーン特別価格：無償



② マイクロチューブ

エッペンドルフ セーフロックチューブ
1.5 mL
> Eppendorf Quality™, 1,000本,
カラーレス
注文番号：0030120086
希望小売価格：8,400円
キャンペーン特別価格：無償

× 2
セット

③ 1年間延長保証を特別価格にてオファー

30%OFF

1年間延長保証(保証期間が1年間延長)

機種	注文番号	希望小売価格	キャンペーン特別価格
5425	0082020340	34,700円	24,290円
5425R	0082020341	78,500円	54,950円

※ご購入の本体1台につき保証ひとつのご提供となります。

①～③の中から

1つ

お選びください!

※【STEP3】追加体験のプレゼントにおける
キャンペーン特別価格は、本キャンペーン
追加体験のプレゼント時に限り有効です。

Centrifuge 5702 / 5702 R

【キャンペーン内容】

好みに合わせて**選べるバンドル**キャンペーン。

3つの**STEP**で順番に各々1つ選んで組合せを完成させてください。

STEP1
本体

+

STEP2
ローター

+

STEP3
追加体験のプレゼントを
選んでください。

※ご不明点ありましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。

【STEP1】 本体を選んでください

Centrifuge 5702

冷却なし



- > 最大遠心加速度：3,000 × g (4,400 rpm)
- > あらゆる実験室の実験台にマッチする非常にコンパクトな設置スペースを実現
- > 一般医療機器モデルも用意しています

20%OFF

テクニカルデータ

型式	5702
最大遠心加速度	3,000 × g
回転数	100 - 4,400 rpm (100 rpm 刻み)
最大容量	4 × 100 mL
タイマー	0 ～ 99 分、連続運転機能
SOFTブレーキ機能	有
運転音	< 52 dB (A)、ローター A-4-38使用時
最大消費電力	200 W
大きさ (W × D × H)	32 × 40 × 24 cm
重さ (本体のみ)	20 kg

注文番号：5702000043

希望小売価格：280,000円

キャンペーン特別価格：224,000円

Centrifuge 5702 R

冷却付き



- > 最大遠心加速度：3,000 × g (4,400 rpm)
- > あらゆる実験室の実験台にマッチする非常にコンパクトな設置スペースを実現
- > 一般医療機器モデルも用意しています

20%OFF

テクニカルデータ

型式	5702 R
最大遠心加速度	3,000 × g
回転数	100 - 4,400 rpm (100 rpm 刻み)
最大容量	4 × 100 mL
タイマー	0 ～ 99 分、連続運転機能
SOFTブレーキ機能	有
運転音	< 52 dB (A)、ローター A-4-38使用時
最大消費電力	380 W
大きさ (W × D × H)	38 × 58 × 26 cm
重さ (本体のみ)	36 kg

注文番号：5703000039

希望小売価格：664,000円

キャンペーン特別価格：531,200円

【STEP2】 ローターを選んでください

20%OFF



ローター A-4-38 丸型バケット付き

- > 最大遠心加速度：3,000 × g (4,400 rpm)
- > 採血管または15/50mLコニカルチューブを遠心分離するためのスイングローター
- > 危険なサンプルを安全に遠心分離するためのエアロゾル密閉性キャップをオプションで使用可能

注文番号：5702720003

希望小売価格：165,000円

キャンペーン特別価格：132,000円

適用機種：5702/5702R

20%OFF



ローター A-4-38角型バケット付き

- > 最大遠心加速度：2,750Xg (4,400rpm)
- > 5 - 25mLの試験管用角型バケット

ローター A-4-38,バケットなし

注文番号：5702740004

希望小売価格：89,800円

キャンペーン特別価格：71,840円

角型バケット90mL, A-4-38用, 4個組

注文番号：5702709000

希望小売価格：53,400円

キャンペーン特別価格：42,720円

適用機種：5702/5702R

【STEP3】 追加体験のプレゼントを選んでください



① 人気のピペット

リサーチプラス×1本

> 容量範囲：100 μ L-1000 μ L

注文番号：3123000063

希望小売価格：51,000円

キャンペーン特別価格：無償



② 15ml / 50mlコニカルチューブセット (各1セット)

エッペンドルフコニカルチューブ 15 mL

> DNA-free, カラーレス,
500本 (10袋 × 50本)

注文番号：0030122151

希望小売価格：23,900円

キャンペーン特別価格：無償



エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL

> DNA-free, カラーレス,
500本 (20袋 × 25本)

注文番号：0030122178

希望小売価格：28,700円

キャンペーン特別価格：無償

③ 1年間延長保証を特別価格にてオファー

1年間延長保証 (保証期間が1年間延長)

機種	注文番号	希望小売価格	キャンペーン特別価格
5702	0082020342	52,000円	36,400円
5702R	0082020343	106,000円	74,200円

※ご購入の本体1台につき保証ひとつのご提供となります。

30%OFF

①～⑤の中から

1つ

お選びください!

※【STEP3】追加体験のプレゼントにおける
キャンペーン特別価格は、本キャンペーン
追加体験のプレゼント時に限り有効です。


④ 丸型アダプターを2つ選んでください

※同じものを2つでもOKです。

ローターA-4-38用アダプター 丸型バケット用



チューブ容量	15 mLコニカル	50 mLコニカル
チューブの最大径	17.2 mm	30 mm
チューブの最大高さ	121 mm	115 mm
キャップ/カバー付きで 使用時の容器の最大の高さ ¹⁾	密閉キャップ非対応	115 mm



アダプター

アダプター/ローターあたりの チューブ数	2/8	1/4
底の形状	コニカル	コニカル
遠心半径	137 mm	135 mm
最大遠心加速度	3,000 × g	2,900 × g
入数	2個組	2個組
注文番号	5702723002	5702734004
希望小売価格	25,500円	14,200円
キャンペーン特別価格	無償	無償




⑤ 角型アダプターを2つ選んでください

※同じものを2つでもOKです。

ローターA-4-38用アダプター 角型バケット用



チューブ容量	丸底チューブ	5-7 mL	15 mL
チューブの最大径	12 mm	13 mm	17.5 mm
チューブの最大高さ	75 mm	100 mm	100 mm



アダプター

アダプター/ローターあたりの チューブ数	9/36	10/40	6/24
底の形状	丸底	平底	平底
遠心半径	119 mm	127 mm	127 mm
最大遠心加速度	2,577 × g	2,750 × g	2,750 × g
入数	2個組	2個組	2個組
注文番号	5702763004	5702710008	5702712000
希望小売価格	12,800円	13,000円	9,100円
キャンペーン特別価格	無償	無償	無償

¹⁾ 表中の最大高さよりも長いチューブでは架けられる本数が減少する場合があります。遠心に先立ち、手でスイングさせてローターヨークにぶつからないことを確認してください。

台数
限定

Centrifuge CF18R / CF18RS

【キャンペーン内容】

好みに合わせて**選べるバンドル**キャンペーン。
3つの**STEP**で順番に各々1つ選んで組合せを完成させてください。

STEP1
本体

+

STEP2
ローター

+

STEP3
追加体験のプレゼントを
選んでください。

※ご不明点ありましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。

【STEP1】 本体を選んでください

20%OFF

Centrifuge CF18R

小形遠心機

- 最高回転速度18,000rpm、最大遠心加速度31,100×g (T18A41ローターにて)
- ローターは全て載せるだけ！のクイックセッティング方式
- 省電力ECO設定機能搭載
- 静電式タッチパネルを採用、ゴム手袋をしても操作可能。
- 250mLボトル用スイングローターからマイクロチューブ用アングルローターまで多目的な用途に。

※ノンフロンモデルではありません。



CF18R

最高回転速度	18,000 rpm (T18A41ローター)
最大遠心加速度	31,100×g (T18A41ローター)
最大呼称容量	250 mL × 4本 (T5SS31ローター)
寸法 (W×D×H)	490 × 550 × 835 mm
質量	98 kg
電源	AC100 V ±10%、15 A、50/60 Hz
注文番号	5722010180
希望小売価格 (本体)	960,000円
キャンペーン特別価格	768,000円

在庫は十分用意しておりますが品切れの際は組合せの変更をすることがあります。

20%OFF

Centrifuge CF18RS

微量高速遠心機

- 最高回転速度18,000rpm、最大遠心加速度31,100×g (T18A41ローターにて)
- ローターは全て載せるだけ！のクイックセッティング方式
- 省電力ECO設定機能搭載
- 静電式タッチパネルを採用、ゴム手袋をしても操作可能。

※ノンフロンモデルではありません。



CF18RS

最高回転速度	18,000 rpm (T18A41ローター)
最大遠心加速度	31,100×g (T18A41ローター)
最大呼称容量	70 mL × 4本 (T15A37ローター)
寸法 (W×D×H)	340 × 485 × 835 mm
質量	73 kg
電源	AC100 V ±10%、15 A、50/60 Hz
注文番号	5722020180
希望小売価格 (本体)	854,000円
キャンペーン特別価格	683,200円

※ノンフロンモデルの御用命は最寄りのセールスオフィスにご相談ください。

【STEP2】ローターを選んでください



20%OFF

T15A39 アングルローター

1.5 / 2.0 mL × 24本

15,000 rpm

21,500×g

注文番号: 5722211008

希望小売価格: 166,000円

キャンペーン特別価格: 132,800円

適用機種: CF18R/CF18RS



20%OFF

T18A41 アングルローター

1.5 / 2.0 mL × 36本
+ 0.2 mL PCR × 18本

18,000 rpm

1.5 / 2.0 mL: 外側31,100×g /

内側26,400×g

0.2mL PCR: 23,200×g

注文番号: 5722211000

希望小売価格: 254,000円 (カバー付)

キャンペーン特別価格: 203,200円

適用機種: CF18R/CF18RS



20%OFF

T15A41 アングルローター

15TC/50TC×4
(2種の同時使用不可)

15,000 rpm

22,260×g

注文番号: 5722211009

希望小売価格: 287,000円

キャンペーン特別価格: 229,600円

適用機種: CF18R/CF18RS



20%OFF

T4SS31 スイングローター

4,000 rpm

2,900×g

注文番号: 5722212004

希望小売価格: 199,000円 (角バケット付)

キャンペーン特別価格: 159,200円

適用機種: CF18R



20%OFF

T5SS31 スイングローター

4,800 rpm

4,170×g

注文番号: 5722212001

希望小売価格: 232,000円 (バケット付)

キャンペーン特別価格: 185,600円

適用機種: CF18R



20%OFF

T5S32 スイングローター

DWP×2枚 / MTP×2枚

4,800 rpm

3,120×g

注文番号: 5722212002

希望小売価格: 331,000円

キャンペーン特別価格: 264,800円

適用機種: CF18R

※その他ローターについては、弊社営業担当者までお問い合わせください。

【STEP3】追加体験のプレゼントを選んでください



① 人気のピペット

リサーチプラス×1本

> 容量範囲: 100μL-1000μL

注文番号: 3123000063

希望小売価格: 51,000円

キャンペーン特別価格: 無償



② 15mL / 50mLコニカルチューブセット (各1セット)

エッペンドルフコニカルチューブ
15 mL

> DNA-free, カラーレス,
500本 (10袋 × 50本)

注文番号: 0030122151

希望小売価格: 23,900円

キャンペーン特別価格: 無償



エッペンドルフコニカルチューブ
50 mL

> DNA-free, カラーレス,
500本 (20袋 × 25本)

注文番号: 0030122178

希望小売価格: 28,700円

キャンペーン特別価格: 無償

③ 1年間延長保証を特別価格にてオファー

30%OFF

1年間延長保証 (保証期間が1年間延長)

機種	注文番号	希望小売価格	キャンペーン特別価格
CF18R, CF18RS	0083001052	121,000円	84,700円

※ご購入の本体1台につき保証ひとつのご提供となります。

①～⑤の中から

1つ

お選びください!

④ T4SS31用アダプタのセット



T4SS31 用アダプタ (各4個セット)

15TC×6S	50TC×2S
15TC×24本	50TC×8本
4,000 rpm	4,000 rpm
2,900×g	2,860×g
注文番号: 5721244007	注文番号: 5721244008
希望小売価格: 33,600円	

キャンペーン特別価格: 無償

適用機種: CF18R

⑤ T5SS31用アダプタのセット



T5SS31 用アダプタ (各4個セット)

15TC×4S	50TC×1S
15TC×16本	50TC×4本
4,800 rpm	4,800 rpm
4,170×g	4,170×g
注文番号: 5722112026	注文番号: 5722112027
希望小売価格: ¥55,300	希望小売価格: ¥44,200

キャンペーン特別価格: 無償

適用機種: CF18R

※【STEP3】追加体験のプレゼント
におけるキャンペーン特別価格は、
本キャンペーン追加体験の
プレゼント時に限り有効です。

※エッペンドルフ製品の更なる体験ができます <http://www.eppendorf.com/jp-ja/>

新製品 エッペンドルフコニカルチューブ SnapTec® 50

片手で簡単開閉、作業の効率化に

- > 片手で簡単開閉
- > キャップがチューブにしっかりと連結されているため、キャップの取り違えが起これば汚染リスクを低減
- > 従来の50 mLコニカルチューブと同等サイズなので既存の機器にピッタリフィット
- > 可塑剤、スリッパ剤、殺生物剤不使用
- > -86℃～100℃で使用可能
- > 公称容量: 45 mL
- > 121℃ 20分でオートクレーブ可



詳しくはこちら



Centrifuge Maintenance Services



予防メンテナンス

機器を良好な状態に保つことにどれだけ注意していますか？
弊社の専門的なクリーニングとメンテナンスサービスは、問題を早期に発見し、予期せぬ稼働停止期間や故障を防ぐことを目的としています。機器を完璧な状態に保つことは、機器の寿命を延ばすだけでなく、生産性を向上させることにもつながります。

信頼性を確保し、資源を節約しましょう！

① Preventive Maintenance

- > 細部まで網羅されたチェックシートでの検査
- > クリーニング
- > システムテスト
- > 安全性、機能的検査
- > ソフトウェアアップデート
- > 保存データの評価
- > 日付付きサービスラベル

② Device Check

- > 遠心機主要箇所の検査（自主検査代行）
* 複数台使用時の場合に限りお受けいたします。

遠心機【販売・保守】

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社

本社工場 〒312-8502 茨城県ひたちなか市武田1060

東京セールスオフィス
東京都千代田区東神田2-5-12 龍角散ビル3F
TEL 03-5829-3612

北海道セールスオフィス
北海道札幌市北区北二十三条西6-2-2
TEL 011-299-8109

中部セールスオフィス
愛知県名古屋市中村区名駅2-28-9 名駅プラザビル4F
TEL 052-433-3081

関西セールスオフィス
大阪府大阪市東淀川区東中島1-19-4 ルーシッドスクエア新大阪 12F
TEL 06-6795-9200

お客様相談センター

☎ 0120-024125

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休業日除く)

<https://www.himac-science.jp>



安全上のご注意

機器を正しく安全にご使用いただくため、製品の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 保守部品の供給は製造販売中止後、Eppendorf遠心機は5年間、Himac遠心機は7年間です。
- 製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
- 製品写真または操作画面等は、特に断りがない限り標準仕様です。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
- 希望小売価格は2023年10月現在の価格です。
- 表示価格に消費税は含まれておりません。

www.eppendorf.com/centrifugation

Eppendorf® and the Eppendorf logo, Eppendorf QuickLock®, Eppendorf Tubes®, Eppendorf SnapTec® are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany.
himac® is registered trademark of Eppendorf Himac Technologies Co., Ltd., Japan.
U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2023 by Eppendorf SE. Printed in Japan.

EHTD-CP13A | 2023.10