

ロータをご使用になる前に、遠心機本体の取扱説明書とロータの取扱説明書をよくお読みください。


Carefully read the centrifuge instruction manual and the rotor instruction manual before using the rotor.

アングルロータ Angle Rotor T15A46

最高回転速度:
Max. Speed 15,000 rpm

最高遠心加速度:
Max. R.C.F. 22,000 ×g

ロータ最大容量 (呼称)
Max. rotor capacity (nominal) 5.0mL x 12 tubes = 60 mL



適用チューブ
Applicable Tubes

チューブ Tube				
容量 Nominal capacity	Part No.	品名 Name	実容量 Actual capacity	Size (φ × L mm)
5.0mL	(市販品) (Marketed)	Eppendorf Tubes® 5.0mL	5.0mL	φ 16.6 × 59.4