





アングルロータ Angle Rotor T11A33

最高回転速度: 11,000rpm
 Max. Speed
 最高遠心加速度: 14,500×g
 Max. R.C.F.
 全容量: 400ml=50ml×8
 Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・チューブ・ボトル一覧表 Summary of Adapters, Tubes, Bottles

アダプタ Adapter 品名 ・ Part No. ・ 寸法 ・ 材質 Name ・ Part No ・ Size ・ Material	チューブ Tube/ボトル Bottle/キャップ Cap 品名 ・ Part No. ・ 寸法 ・ 実容量 ・ 材質 Name ・ Part No ・ Size ・ Actual capacity ・ Material	最高回転速度 Max. Speed (遠心加速度) (Max. R.C.F) (Rmax)
_____	 50PP ボトルクミ bottle ass'y S306352A (10 個組 pcs.) (D)29X(L)106 33ml ポリプロピレン Polypropylene	11,000rpm (14,500xg) (Rmax:10.72cm)
_____	 50PC ボトルクミ bottle ass'y 328352A (10 個組 pcs.) (D)29X(L)106 36ml ポリカーボネイト Polycarbonate	
_____	 50PC ボトル(B)クミ(シールタイプ) bottle (B)ass'y (Seal type) S302921A (10 個組 pcs.) (D)29X(L)108 41ml ポリカーボネイト Polycarbonate	
<div style="text-align: right;">単位 Unit (mm)</div> 