






アングルロータ Angle Rotor T11A34

最高回転速度: 11,000rpm
 Max. Speed
 最高遠心加速度: 14,800×g
 Max. R.C.F.
 全容量: 480ml=80ml×6
 Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・チューブ・ボトル一覧表 Summary of Adapters, Tubes, Bottles

アダプタ Adapter 品名 ・ Part No. ・ 寸法 ・ 材質 Name ・ Part No ・ Size ・ Material	チューブ Tube/ボトル Bottle 品名 ・ Part No. ・ 寸法 ・ 実容量 ・ 材質 Name ・ Part No ・ Size ・ Actual capacity ・ Material	最高回転速度 Max. Speed (遠心加速度) (Max. R.C.F) (Rmax)
_____	 80PA ボトルクミ bottle ass'y 332094A (10 個組 pcs.) (D)38X(L)106 60ml ポリプロピレン Polypropylene	11,000rpm (14,800xg) (Rmax:10.9cm)
_____	 70PC ボトル(B)クミ bottle(B) ass'y S308433A (6 個組 pcs.) (D)38X(L)106 60ml ポリカーボネイト Polycarbonate	11,000rpm (14,800xg) (Rmax:10.9cm)
 標準付属品 Standard accessory (6 個組 pcs.) 50TA80 アダプタ Adapter S410551A(2 個組 pc.) (d)30X(ℓ)95 ポリアセタール Polyacetal	 50ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)30X(L)115 43ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 11,000rpm (14,100xg) (Rmax:10.4cm)
 単位 Unit (mm)	 単位 Unit (mm)	

- ※1: 市販品のチューブ、ボトル等は、メーカー指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。許容値を超えて使用するとチューブ、ボトル等が破損する場合があります。
- ※1: When using tubes, bottles, etc. on the market, perform operation under the allowable speed or the allowable RCF specified by the manufacturer and do not use any tube, bottle, etc. whose allowable speed or RCF is not specified. Otherwise the tubes, bottles, etc. may be broken during operation.