





アングルロータ Angle Rotor T15A34

最高回転速度: 15,000rpm
 Max. Speed
 最高遠心加速度: 18,600×g
 Max. R.C.F.
 全容量: 80ml=10ml×8
 Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・チューブ・ボトル一覧表 Summary of Adapters, Tubes, Bottles

アダプタ Adapter 品名・Part No.・寸法・材質 Name・Part No・Size・Material	チューブ Tube/ボトル Bottle 品名・Part No.・寸法・実容量・材質 Name・Part No・Size・Actual capacity・Material	最高回転速度 Max. Speed (遠心加速度) (Max. R.C.F) (Rmax)
_____	 10PA ボトルクミ bottle ass'y 334105A (10 個組 pcs.) (D)16X(L)81 8.5ml ポリプロピレン Polypropylene	15,000rpm (18,600xg) (Rmax:7.41cm)
_____	 10PC ボトルクミ bottle ass'y 325952A (10 個組 pcs.) (D)16X(L)81 9.0ml ポリカーボネイト Polycarbonate	15,000rpm (18,600xg) (Rmax:7.41cm)
_____	 10PC ボトル(B)クミ bottle(B) ass'y(Seal type) S303922A (6 個組 pcs.) (D)16X(L)82 9.1ml ポリカーボネイト Polycarbonate	15,000rpm (18,600xg) (Rmax:7.41cm)
