




アングルロータ Angle Rotor T15A35

最高回転速度: 15,000rpm
 Max. Speed
 最高遠心加速度: 21,000×g
 Max. R.C.F.
 全容量: 180ml=30ml×6
 Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・チューブ・ボトル一覧表 Summary of Adapters, Tubes, Bottles

アダプタ Adapter 品名 ・ Part No. ・ 寸法 ・ 材質 Name ・ Part No ・ Size ・ Material	チューブ Tube/ボトル Bottle 品名 ・ Part No. ・ 寸法 ・ 実容量 ・ 材質 Name ・ Part No ・ Size ・ Actual capacity ・ Material	最高回転速度 Max. Speed (遠心加速度) (Max. R.C.F) (Rmax)
_____	 30PA ボトルクミ bottle ass'y 330345A (10 個組 pcs.) (D)25X(L)97 28.5ml ポリプロピレン Polypropylene	15,000rpm (21,000xg) (Rmax:8.35cm)
_____	 30PC ボトル(B)クミ bottle(B) ass'y S303924A (6 個組 pcs.) (D)25X(L)97 26.0ml ポリカーボネイト Polycarbonate	15,000rpm (21,000xg) (Rmax:8.35cm)
<div style="text-align: right;">単位 Unit (mm)</div> 