





# アングルロータ Angle Rotor T15A36

最高回転速度: 15,000rpm  
 Max. Speed  
 最高遠心加速度: 21,800×g  
 Max. R.C.F.  
 全容量: 200ml=50ml×4  
 Nominal Rotor Capacity



## 適用アダプタ・チューブ・ボトル一覧表 Summary of Adapters, Tubes, Bottles

アダプタ Adapter 品名・Part No.・寸法・材質 Name・Part No.・Size・Material	チューブ Tube/ボトル Bottle 品名・Part No.・寸法・実容量・材質 Name・Part No.・Size・Actual capacity・Material	最高回転速度 Max. Speed (遠心加速度) (Max. R.C.F.) (Rmax)
_____	 50PP ボトルクミ bottle ass'y S306352A (10 個組 pcs.) (D)29X(L)106 33ml ポリプロピレン Polypropylene	15,000rpm (21,800xg) (Rmax:8.68cm)
_____	 50PC ボトルクミ bottle ass'y 328352A (10 個組 pcs.) (D)29X(L)106 36ml ポリカーボネイト Polycarbonate	15,000rpm (21,800xg) (Rmax:8.68cm)
_____	 50PC ボトル(B)クミ(シールタイプ) bottle(B) ass'y(Seal type) S302921A (10 個組 pcs.) (D)29X(L)108 41ml ポリカーボネイト Polycarbonate	15,000rpm (21,800xg) (Rmax:8.68cm)
<div style="text-align: right;">単位 Unit (mm)</div> 