


スイングロータ Swing Rotor T4SS31

最高回転速度: Max. Speed	4,000rpm
最高遠心加速度: Max. R.C.F.	2,900×g
全容量: Nominal Rotor Capacity	480ml = 15ml × 32



標準付属バケット用アダプタ・チューブ・ボトル一覧表 Summary of Adapters, Tubes, Bottles for standard buckets

アダプタ Adapters		チューブ Tube/ボトル Bottle		最高回転速度 Max. Speed (遠心加速度) (Max. R.C.F) (Rmax)									
品名 ・ Part No. ・ 容量 × 本数 ・ 材質 Name ・ Part No ・ Capacity X Qty ・ Material		品名 ・ Part No. ・ 寸法 ・ 実容量 ・ 材質 Name ・ Part No ・ Size ・ Actual capacity ・ Material											
	<table border="1"> <tr><td>d1</td><td>30</td></tr> <tr><td>d2</td><td>37</td></tr> <tr><td>L1</td><td>115</td></tr> <tr><td>L2</td><td>88</td></tr> </table>	d1	30	d2	37	L1	115	L2	88	50TCX2S アダプタ adapter S307336A (4個組 pcs.) 50mlX2 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber		50ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)30X(L)115 50ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 4,000rpm (2,860×g) (Rmax:16.0cm)
d1	30												
d2	37												
L1	115												
L2	88												
	<table border="1"> <tr><td>d1</td><td>17</td></tr> <tr><td>d2</td><td>24</td></tr> <tr><td>L1</td><td>120</td></tr> <tr><td>L2</td><td>90</td></tr> </table>	d1	17	d2	24	L1	120	L2	90	15TCX6S アダプタ adapter S307335A (4個組 pcs.) 15mlX6 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber		15ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)17X(L)120 15ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 4,000rpm (2,900×g) (Rmax:16.2cm)
d1	17												
d2	24												
L1	120												
L2	90												
	<table border="1"> <tr><td>d1</td><td>17</td></tr> <tr><td>d2</td><td>19</td></tr> <tr><td>L1</td><td>110</td></tr> <tr><td>L2</td><td>88</td></tr> </table>	d1	17	d2	19	L1	110	L2	88	15X8S アダプタ adapter S307334A (4個組 pcs.) 15mlX8 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber		採血管 Blood collecting tube (市販品) (Marketed) (D)15.4~16.0X(L)100 ※2	※1 4,000rpm (2,860×g) (Rmax:16.0cm)
		d1	17										
d2	19												
L1	110												
L2	88												
	15 ガラスチューブクミ glass tube ass'y 464976A (50個組 pcs.) 15ml (D)16.5X(L)105	3,000rpm (2,320×g) (Rmax:16.0cm)											
	<table border="1"> <tr><td>d1</td><td>13.4</td></tr> <tr><td>d2</td><td>19</td></tr> <tr><td>L1</td><td>105</td></tr> <tr><td>L2</td><td>88</td></tr> </table>	d1	13.4	d2	19	L1	105	L2	88	10X8S アダプタ adapter S307333A (4個組 pcs.) 10mlX8 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber		採血管 Blood collecting tube (市販品) (Marketed) (D) 12.4~13.2X(L)100 ※2	※1 4,000rpm (2,860×g) (Rmax:16.0cm)
		d1	13.4										
d2	19												
L1	105												
L2	88												
	10 ガラスチューブクミ glass tube ass'y 464977A (50個組 pcs.) 7.5ml (D) 12.0X(L)105	3,000rpm (2,320×g) (Rmax:16.0cm)											
	<table border="1"> <tr><td>d1</td><td>13.4</td></tr> <tr><td>d2</td><td>19</td></tr> <tr><td>L1</td><td>80</td></tr> <tr><td>L2</td><td>61</td></tr> </table>	d1	13.4	d2	19	L1	80	L2	61	5X8S アダプタ adapter S307332A (4個組 pcs.) 5mlX8 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber		採血管 Blood collecting tube (市販品) (Marketed) (D) 12.4~13.2X(L)78 ※2	※1 4,000rpm (2,380×g) (Rmax:13.3cm)
d1	13.4												
d2	19												
L1	80												
L2	61												
		単位 Unit (mm)											
				単位 Unit (mm)									

※1: 市販品のチューブ、ボトル等は、メーカー指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。許容値を超えて使用するとチューブ、ボトル等が破損する場合があります。

※1: When using tubes, bottles, etc. on the market, perform operation under the allowable speed or the allowable RCF specified by the manufacturer and do not use any tube, bottle, etc. whose allowable speed or RCF is not specified. Otherwise the tubes, bottles, etc. may be broken during operation.

※2: 採血管の実容量は、使用する用途等により異なりますので各メーカーのカタログをご覧ください。

※2: Actual capacities of blood collecting tubes may vary depending on the applications. Refer to the manufacture's catalog.

スイングロータ Swing Rotor T4SS31

丸形バケツ用アダプタ・チューブ・ボトル一覧表

Summary of Tube racks, Tubes, Bottles for round buckets

アダプタ Adapters		チューブ Tube/ボトル Bottle		最高回転速度 Max. Speed (遠心加速度) (Max. R.C.F) (Rmax)
品名 Name	Part No. Part No.	容量 X 本数 Capacity X Qty	材質 Material	
	50TCX1S アダプタ adapter S409815A (4 個組 pcs.) ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber ステンレス鋼 Stainless steel	50mlX1	50ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)30X(L)115 50ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 4,000rpm (2,900xg) (Rmax:16.2cm)
	15TCX4S アダプタ adapter S409814A (4 個組 pcs.) ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber ステンレス鋼 Stainless steel	15mlX4	15ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)17X(L)120 15ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 4,000rpm (2,900xg) (Rmax:16.2cm)
	15TCX3S アダプタ adapter S409976A (4 個組 pcs.) ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber ステンレス鋼 Stainless steel	15mlX3	15ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)17X(L)120 15ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 4,000rpm (2,900xg) (Rmax:16.2cm)
	15X7S アダプタ adapter S409810A (4 個組 pcs.) ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber ステンレス鋼 Stainless steel	15mlX7	採血管 Blood collecting tube (市販品) (Marketed) (D)15.4~16.0X(L)100 ※2	※1 4,000rpm (2,900xg) (Rmax:16.2cm)
			15 ガラスチューブ glass tube ass'y 464976A(50 個組 pcs.) 15ml (D)16.5X(L)105	3,000rpm (1,630xg) (Rmax:16.2cm)
	10X7S アダプタ adapter S409811A (4 個組 pcs.) ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber ステンレス鋼 Stainless steel	10mlX7	採血管 Blood collecting tube (市販品) (Marketed) (D) 12.4~13.2X(L)100 ※2	※1 4,000rpm (2,900xg) (Rmax:16.2cm)
			10 ガラスチューブ glass tube ass'y 464977A(50 個組 pcs.) 7.5ml (D) 12.0X(L)105	3,000rpm (1,630xg) (Rmax:16.2cm)
	5X7S アダプタ adapter S409812A (4 個組 pcs.) ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber ステンレス鋼 Stainless steel	5mlX7	採血管 Blood collecting tube (市販品) (Marketed) (D) 12.4~13.2X(L)78 ※2	※1 4,000rpm (2,900xg) (Rmax:16.2cm)
	50X1S アダプタ adapter S409813A (4 個組 pcs.) ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber ステンレス鋼 Stainless steel	50mlX2	50 ガラスチューブ glass tube 473866A (10 個組 pcs.) (D)35X(L)100 45ml	4,000rpm (2,770xg) (Rmax:15.5cm)
	160X1S アダプタ adapter S410251A (4 個組 pcs.) ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber ステンレス鋼 Stainless steel	160mlX1	160PP ボトル bottle S306847A (10 個組 pcs.) (D)52.0X(L)120 160ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 4,000rpm (2,900xg) (Rmax:16.2cm)
			160PC ボトル bottle S306848A (10 個組 pcs.) (D)52.0X(L)120 160ml ポリカーボネイト Polycarbonate	
			160 キャップ cap S410008A (2 個組 pcs.)	
			250PPCO ボトル bottle (市販品) (Marketed) ※3 (D)61.6X(L)135 250ml	※1 4,000rpm (2,900xg) (Rmax:16.2cm)
		250PC ボトル bottle (市販品) (Marketed) ※4 (D)61.6X(L)135 250ml		
	シールドキャップ Shield cap S410252 (4 個組 pcs.) ポリカーボネイト Polycarbonate		※15TCX4S アダプタと 250ml ボトルには使用できません。 ※Note that 15TCX4S adapters and the 250ml bottles can not accept the shield cap.	
 d2(max) L2(min) d1(max) L1(max) 単位 Unit (mm)		 L D 単位 Unit (mm)		

※1: 市販品のチューブ、ボトル等は、メーカー指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。許容値を超えて使用するとチューブ、ボトル等が破損する場合があります。

※1: When using tubes, bottles, etc. on the market, perform operation under the allowable speed or the allowable RCF specified by the manufacturer and do not use any tube, bottle, etc. whose allowable speed or RCF is not specified. Otherwise the tubes, bottles, etc. may be broken during operation.

※2: 採血管の実容量は、使用する用途等により異なりますので各メーカーのカタログをご覧ください。

※2: Actual capacities of blood collecting tubes may vary depending on the applications. Refer to the manufacture's catalog.

※3: Nalgene 品番 : 3141-0250

※3: Nalgene Catalog No. 3141-0250

※4: Nalgene 品番 : 3140-0250

※4: Nalgene Catalog No. 3140-0250