


スイングロータ Swing Rotor T5SS31

最高回転速度: 4,800rpm
 Max. Speed
 最高遠心加速度: 4,170×g
 Max. R.C.F.
 全容量: 1,000ml=250ml×4
 Nominal Rotor Capacity



標準付属バケット用アダプタ・チューブ・ボトル一覧表 Summery of Adapters, Tubes, Bottles for standard buckets

アダプタ Adapters		チューブ Tube/ボトル Bottle	最高回転速度 Max. Speed (遠心加速度) (Max. R.C.F) (Rmax)								
品名・Part No.・容量×本数・材質 Name・Part No・Capacity XQ'ty・Material		品名・Part No.・寸法・実容量・材質 Name・Part No・Size・Actual capacity・Material									
	<table border="1"> <tr><td>d1</td><td>30</td></tr> <tr><td>d2</td><td>46</td></tr> <tr><td>L1</td><td>115</td></tr> <tr><td>L2</td><td>91</td></tr> </table> 50TCX1S アダプタ adapter S409815A (4 個組 pcs.) 50mlX1 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber ステンレス鋼 Stainless steel	d1	30	d2	46	L1	115	L2	91	50ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)30X(L)115 50ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 4,800rpm (4,170xg) (Rmax:16.2cm)
d1	30										
d2	46										
L1	115										
L2	91										
	<table border="1"> <tr><td>d1</td><td>17</td></tr> <tr><td>d2</td><td>24</td></tr> <tr><td>L1</td><td>120</td></tr> <tr><td>L2</td><td>91</td></tr> </table> 15TCX4S アダプタ adapter S409814A (4 個組 pcs.) 15mlX4 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber ステンレス鋼 Stainless steel	d1	17	d2	24	L1	120	L2	91	15ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)17X(L)120 15ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 4,800rpm (4,170xg) (Rmax:16.2cm)
d1	17										
d2	24										
L1	120										
L2	91										
	<table border="1"> <tr><td>d1</td><td>17</td></tr> <tr><td>d2</td><td>23</td></tr> <tr><td>L1</td><td>120</td></tr> <tr><td>L2</td><td>91</td></tr> </table> 15TCX3S アダプタ adapter S409976A (4 個組 pcs.) 15mlX3 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber ステンレス鋼 Stainless steel	d1	17	d2	23	L1	120	L2	91	15ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)17X(L)120 15ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 4,800rpm (4,170xg) (Rmax:16.2cm)
d1	17										
d2	23										
L1	120										
L2	91										
	<table border="1"> <tr><td>d1</td><td>17</td></tr> <tr><td>d2</td><td>19</td></tr> <tr><td>L1</td><td>110</td></tr> <tr><td>L2</td><td>86</td></tr> </table> 15X7S アダプタ adapter S409810A (4 個組 pcs.) 15mlX7 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber ステンレス鋼 Stainless steel	d1	17	d2	19	L1	110	L2	86	採血管 Blood collecting tube (市販品) (Marketed) (D)15.4~16.0X(L)100 ※2	※1 4,800rpm (4,170xg) (Rmax:16.2cm)
		d1	17								
d2	19										
L1	110										
L2	86										
15 ガラスチューブ glass tube ass'y 464976A(50 個組 pcs.) 15ml (D)16.5X(L)105	3,000rpm (1,630xg) (Rmax:16.2cm)										
	<table border="1"> <tr><td>d1</td><td>13.5</td></tr> <tr><td>d2</td><td>19</td></tr> <tr><td>L1</td><td>105</td></tr> <tr><td>L2</td><td>86</td></tr> </table> 10X7S アダプタ adapter S409811A (4 個組 pcs.) 10mlX7 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber ステンレス鋼 Stainless steel	d1	13.5	d2	19	L1	105	L2	86	採血管 Blood collecting tube (市販品) (Marketed) (D) 12.4~13.2X(L)100 ※2	※1 4,800rpm (4,170xg) (Rmax:16.2cm)
		d1	13.5								
d2	19										
L1	105										
L2	86										
10 ガラスチューブ glass tube ass'y 464977A(50 個組 pcs.) 7.5ml (D) 12.0X(L)105	3,000rpm (1,630xg) (Rmax:16.2cm)										
	<table border="1"> <tr><td>d1</td><td>13.5</td></tr> <tr><td>d2</td><td>19</td></tr> <tr><td>L1</td><td>80</td></tr> <tr><td>L2</td><td>57</td></tr> </table> 5X7S アダプタ adapter S409812A (4 個組 pcs.) 5mlX7 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber ステンレス鋼 Stainless steel	d1	13.5	d2	19	L1	80	L2	57	採血管 Blood collecting tube (市販品) (Marketed) (D) 12.4~13.2X(L)78 ※2	※1 4,800rpm (4,170xg) (Rmax:16.2cm)
d1	13.5										
d2	19										
L1	80										
L2	57										
	<table border="1"> <tr><td>d1</td><td>36</td></tr> <tr><td>d2</td><td>46</td></tr> <tr><td>L1</td><td>120</td></tr> <tr><td>L2</td><td>85</td></tr> </table> 50X1S アダプタ adapter S409813A (4 個組 pcs.) 50mlX2 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber ステンレス鋼 Stainless steel	d1	36	d2	46	L1	120	L2	85	50 ガラスチューブ glass tube 473866A (10 個組 pcs.) (D)35X(L)100 45ml	4,800rpm (3,990xg) (Rmax:15.5cm)
d1	36										
d2	46										
L1	120										
L2	85										
	<table border="1"> <tr><td>d1</td><td>52</td></tr> <tr><td>d2</td><td>61</td></tr> <tr><td>L1</td><td>120</td></tr> <tr><td>L2</td><td>96</td></tr> </table> 160X1S アダプタ adapter S410251A (4 個組 pcs.) 160mlX1 ポリプロピレン Polypropylene ニトリルゴム Nitrile rubber ステンレス鋼 Stainless steel	d1	52	d2	61	L1	120	L2	96	160PP ボトル bottle S306847A (10 個組 pcs.) (D)52.0X(L)120 160ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 4,800rpm (4,170xg) (Rmax:16.2cm)
		d1	52								
		d2	61								
L1	120										
L2	96										
160PC ボトル bottle S306848A (10 個組 pcs.) (D)52.0X(L)120 160ml ポリカーボネイト Polycarbonate											
160 キャップ cap S410008A (2 個組 pcs.)											
	<table border="1"> <tr><td>d1</td><td>61</td></tr> <tr><td>d2</td><td>61</td></tr> <tr><td>L1</td><td>120</td></tr> <tr><td>L2</td><td>96</td></tr> </table> 250PPCO ボトル bottle (市販品) (Marketed) ※3 (D)61.6X(L)135 250ml	d1	61	d2	61	L1	120	L2	96		※1 4,800rpm (4,170xg) (Rmax:16.2cm)
d1	61										
d2	61										
L1	120										
L2	96										
	<table border="1"> <tr><td>d1</td><td>61</td></tr> <tr><td>d2</td><td>61</td></tr> <tr><td>L1</td><td>120</td></tr> <tr><td>L2</td><td>96</td></tr> </table> 250PC ボトル bottle (市販品) (Marketed) ※4 (D)61.6X(L)135 250ml	d1	61	d2	61	L1	120	L2	96		
d1	61										
d2	61										
L1	120										
L2	96										
	シールドキャップ Shield cap S410252 (4 個組 pcs.) ポリカーボネイト Polycarbonate	※15TCX4S アダプタと 250ml ボトルには使用できません。 ※Note that 15TCX4S adapters and the 250ml bottles can not accept the shield cap.									
<p>単位 Unit (mm)</p>	<p>単位 Unit (mm)</p>										

- ※1: 市販品のチューブ、ボトル等は、メーカー指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。許容値を超えて使用するとチューブ、ボトル等が破損する場合があります。
- ※1: When using tubes, bottles, etc. on the market, perform operation under the allowable speed or the allowable RCF specified by the manufacturer and do not use any tube, bottle, etc. whose allowable speed or RCF is not specified. Otherwise the tubes, bottles, etc. may be broken during operation.
- ※2: 採血管の実容量は、使用する用途等により異なりますので各メーカーのカタログをご覧ください。
- ※2: Actual capacities of blood collecting tubes may vary depending on the applications. Refer to the manufacture's catalog.
- ※3: Nalgene 品番 : 3141-0250
- ※3: Nalgene Catalog No. 3141-0250
- ※4: Nalgene 品番 : 3140-0250
- ※4: Nalgene Catalog No. 3140-0250