


ロータをご使用になる前に、遠心機本体の取扱説明書とロータの取扱説明書をよくお読みください。

P32ST2 スイングロータ

最高回転速度	32,000 rpm
最高遠心加速度	193,000 xg
ロータ呼称容量	16 mL × 6 = 96 mL
kファクタ	216
質量	7.2 kg



(1) 適用チューブ

チューブ・ボトル					アダプタ・バケット			キャップ	最高回転速度 (rpm)	最大遠心加速度 (xg)
呼称容量 (ml)	パーツ No.	品名	サイズ (Φ x L cm)	実容量 (mL)	パーツ No. 品名	サイズ (Φ x L cm)	材質	パーツ No. 品名		
16	S303277A (50pcs/set)	16PET チューブ*	16 x 102	17.0	---	---	---	---	32,000	193,000
16	332563A (50pcs/set)	16PA チューブ*	16 x 102	15.0	---	---	---	---	32,000	193,000
3	336708A (50pcs/set)	3PA チューブ*	11 x 47	2.8	336701A (6pcs/set) 3S16 アダプタ		POM	---	24,500	77,500
4	329561A (50pcs/set)	4PA チューブ*	11 x 60	3.7	336702A (6pcs/set) 4S16 アダプタ		POM	---	24,800	86,800
5	332245A (50pcs/set)	5PA チューブ*	13 x 52	4.9	336703A (6pcs/set) 5S16 アダプタ		POM	---	24,800	80,900
3	S301599A (50pcs/set)	3PC チューブ*	13 x 51	3.4	336703A (6pcs/set) 5S16 アダプタ		POM	---	24,800	80,900
6.5	329445A (50pcs/set)	6.5PA チューブ*	13 x 64	5.8	336704A (6pcs/set) 6.5S16 アダプタ		POM	---	24,800	89,200
6.5	326415A (50pcs/set)	6.5PC チューブ*	13 x 64	6.5	336704A (6pcs/set) 6.5S16 アダプタ		POM	---	24,800	89,200
4.7	S303141A (50pcs/set)	4.7PC アツチューブ*	13 x 64	4.5	336704A (6pcs/set) 6.5S16 アダプタ		POM	---	24,800	89,200

(2) 標準付属品

パーツNo.	品名	数量
332563A	16PAチューブ* (50pcs/set)	2 (100)
84521013 ^{*1}	NBR O-リング* 1AP20	18
452701	ピンセット	1
209642A	バケツスタンド*	1
216715	ロータースタンド*	1
84810601	潤滑グリス(ネジ潤滑剤)	1
483719	シリコングリス(ハキュームグリス)	1
S205074	コウゴハコ(C)	1

1 84521013 : NBR O-リング 1AP20 ですが、追加購入時の員数は 5pcs/set になります。

(3) 別売品

パーツNo.	品名	数量
84521013	NBR O-リング* 1AP20	5pcs/set