


スイングロータ Swing Rotors P28S2 (SRP28SA1)



最高回転数 Max speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max R.C.F. (Xg)	kファクタ k factor	ロータ容量 Rotor capacity	チューブサイズ Tube size (× Lcm)	重さ Weight (kg)
28,000	146,000	278	16mℓ × 6 = 96mℓ	1.6 × 10.2	6.2

* 1 Nominal Vol . * 2 Net Vol .

チューブ Tube					アダプタ Adaptor	キャップ Cap	最高回転数 Max speed (rpm)	最大遠心 加速度 Max R.C.F. (xg)
呼称容量 Vol. * 1 (mℓ)	品番 Part No.	品名 Name	サイズ Size (× Lcm)	実容量 Vol. * 2 (mℓ)				
16	S303277A	16 PET チューブ 16 PET Tube	1.6 × 10.2	17.4	---	---	28,000	146,000
16	332563A	16 PA チューブ 16 PA Tube	1.6 × 10.2	15.8	---	---	28,000	146,000
3	336708A	3 PA チューブ 3 PA Tube	1.1 × 4.7	2.8	336701A 3S16 Adaptor	---	25,000	77,800
4	329561A	4 PA チューブ 4 PA Tube	1.1 × 6.0	3.7	336702A 4S16 Adaptor	---	25,000	86,900
5	332245A	5 PA チューブ 5 PA Tube	1.3 × 5.2	4.9	336703A 5S16 Adaptor	---	25,000	80,900
3	S301599A	3 PC チューブ 3 PC Tube	1.3 × 5.1	3.4	336703A 5S16 Adaptor	---	25,000	80,900
6.5	329445A	6.5 PA チューブ 6.5 PA Tube	1.3 × 6.4	5.8	336704A 6.5S16 Adaptor	---	25,000	89,300
6.5	326415A	6.5 PC チューブ 6.5 PC Tube	1.3 × 6.4	6.5	336704A 6.5S16 Adaptor	---	25,000	89,300
4.7	S303141A	4.7 PC アツチューブ 4.7 PC Thick-Walled Tube	1.3 × 6.4	4.5	336704A 6.5S16 Adaptor	---	25,000	89,300

	品番 Part No.	品名 Name	員数 Qty	
標準付属品	332563A	16 PA チューブ	2 (100)	
Standard Accessories	452701	ピンセット	1	
Attached to Rotor	—	O-リング	18	
	209642A	バケツスタンド	1	
	428962A	ロータセッター	1	
	216715	ロータスタンド	1	
	84810601	潤滑グリス (ネジ潤滑剤)	1	
	660557	シリコングリース	1	
	320717	コウグバコ	1	
	999494	ロータ運転日誌	1	
	* 34644416	—	Over-speed Disk	2

・ O-リングの補給部品はS401801A (12pcs / set) です。
Spare Part of O-ring : S401801A (12pcs / set)

・ * のついた部品は日本国内では付属しません。
Components marked * are only provided with the rotors destined for Europe and U.S.A.

・ 自動管理ロータにはロータ運転日誌は付属しません。
The life management rotor is not provided with P / N 999494 log book and the over-speed disk.