


アングルロータ Angle Rotor R13AF

最高回転速度: 12,800rpm
Max. Speed

最高遠心加速度: 25,100 × g
Max. R.C.F.

全容量: 1,500ml = 250ml × 6
Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表
Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F. (× g)
—	—	250PP ボトルクミ Bottle Ass'y S306749A	φ 6.2 × 12.4	250ml	12,800	25,100
	—	250PC ボトルクミ Bottle Ass'y S306750A	φ 6.2 × 12.4	250ml	12,800	25,100
	—	(300PA ボトルクミ) Bottle Ass'y	φ 6.2 × 13.7	200ml	12,000	22,400
	—	(300PC ボトルクミ) Bottle Ass'y	φ 6.2 × 13.7	200ml	12,800	25,100
	キャップレス Capless	300SS チューブ Tube 328343A	φ 6.2 × 12.8	130ml	12,800	25,100
10G7A300 アダプタ Adaptor 336717A φ 6.1 × 11.7 DE	キャップレス Capless	10 ガラスチューブ Glass Tube 464977A	φ 1.2 × 10.5	7.1ml	4,000	2,270
50GA300 アダプタ Adaptor 336720A φ 6.1 × 11.7 NBR	キャップレス Capless	50 ガラスチューブ Glass Tube 473866A	φ 3.5 × 10.0	30ml	4,000	2,130
50TA300 アダプタ Adaptor S408203A φ 6.2 × 10.5 DE	—	50ml PP 培養管 (TC チューブ) Tissue Culture Tube (市販品) (Marketed) 43ml			11,000	18,800
50A300 アダプタ(B) Adaptor(B) S407879A φ 6.1 × 11.45 PP	M-PP フタ Lid 328479A	50PA チューブ Tube 328353A	φ 2.9 × 10.3	28ml	10,000	13,300
	50PC チューブ Tube 328354A	φ 2.9 × 10.3	28ml	10,000	13,300	
	—	50PP ボトルクミ Bottle Ass'y S306352A	φ 2.9 × 10.3	30ml	10,000	13,300
	—	50PC ボトルクミ Bottle Ass'y 328352A	φ 2.9 × 10.3	30ml	10,000	13,300
	キャップレス Capless	50SS チューブ Tube 328342A	φ 2.9 × 10.3	34ml	10,000	13,300
80A300 アダプタ Adaptor 336722A φ 6.1 × 11.7 NBR	—	70PC ボトルクミ Bottle Ass'y S308432A	φ 3.8 × 10.4	50ml	10,000	13,300
	—	(80PA ボトルクミ) Bottle Ass'y 332094A	φ 3.8 × 10.6	54ml	10,000	13,300
	—	(80PC ボトルクミ) Bottle Ass'y 327360A	φ 3.8 × 10.6	54ml	10,000	13,300
	キャップレス Capless	94SS チューブ Tube 326012A	φ 3.8 × 10.1	40ml	10,000	13,300

*注意 1. () で示すものは、製造中止品です。

*Note 1. Production of the items in parentheses was discontinued.