


# アングルロータ Angle Rotor (R16AF) (R14AF)

	R16AF	R14AF
最高回転速度 Max. Speed	16,000rpm	14,000rpm
最高遠心加速度 Max. R.C.F.	39,800×g	30,500×g
容量 Nominal Rotor Capacity	1,500mℓ = 250mℓ × 6	



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表  
Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (×g)
—	—	250PP ボトルクミ Bottle Ass'y S306749A	φ 6.2×12.4	250mℓ	16,000 (R16AF) 14,000 (R14AF)	39,800 (R16AF) 30,500 (R14AF)
	—	250PC ボトルクミ Bottle Ass'y S306750A	φ 6.2×12.4	250mℓ	16,000 (R16AF) 14,000 (R14AF)	39,800 (R16AF) 30,500 (R14AF)
	—	(300PA ボトルクミ) Bottle Ass'y	φ 6.2×13.7	200mℓ	12,000	22,400
	—	(300PC ボトルクミ) Bottle Ass'y	φ 6.2×13.7	200mℓ	14,000	30,500
	キャップレス Capless	300SS チューブ Tube 328343A	φ 6.2×12.8	130mℓ	14,000	30,500
10G7A300 アダプタ Adaptor 336717A φ 6.1×11.7 DE	キャップレス Capless	10 ガラスチューブ Glass Tube 464977A	φ 1.2×10.5	7.1mℓ	4,000	2,270
50GA300 アダプタ Adaptor 336720A φ 6.1×11.7 NBR	キャップレス Capless	50 ガラスチューブ Glass Tube 473866A	φ 3.5×10.0	30mℓ	4,000	2,130
50TA300 アダプタ Adaptor S408203A φ 6.2×10.5 DE	—	50mℓ PP 培養管 (TC チューブ) Tissue Culture Tube (市販品) (Marketed) 43mℓ			11,000	18,800
50A300 アダプタ(B) Adaptor(B) S407879A φ 6.1×11.45 PP	M-PP フタ Lid 328479A	50PA チューブ Tube 328353A	φ 2.9×10.3	28mℓ	10,000	13,300
	—	50PC チューブ Tube 328354A	φ 2.9×10.3	28mℓ	10,000	13,300
	—	50PP ボトルクミ Bottle Ass'y S306352A	φ 2.9×10.3	30mℓ	10,000	13,300
	—	50PC ボトルクミ Bottle Ass'y 328352A	φ 2.9×10.3	30mℓ	10,000	13,300
	キャップレス Capless	50SS チューブ Tube 328342A	φ 2.9×10.3	34mℓ	10,000	13,300
80A300 アダプタ Adaptor 336722A φ 6.1×11.7 NBR	—	70PC ボトルクミ Bottle Ass'y S308432A	φ 3.8×10.4	50mℓ	10,000	13,300
	—	(80PA ボトルクミ) Bottle Ass'y 332094A	φ 3.8×10.6	54mℓ	10,000	13,300
	—	(80PC ボトルクミ) Bottle Ass'y 327360A	φ 3.8×10.6	54mℓ	10,000	13,300
	キャップレス Capless	94SS チューブ Tube 326012A	φ 3.8×10.1	40mℓ	10,000	13,300

\*注意 1. ( ) で示すものは、製造中止品です。

\*Note 1. Production of the items in parentheses was discontinued.