

アングルロータ Angle Rotor R22A3

最高回転速度 : 22,000 rpm


Max. Speed

最大遠心加速度 : 50,300 × g

Max. R. C. F.









全 容 量 : 48mℓ = 2mℓ × 24

Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 ・ 寸法 ・ 実容量 Tube/Bottle ・ Tube size ・ Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	—	 2.0mℓマイクロチューブ φ 1.1×4.2 Micro Tube (市販品) (Marketed) 2.0mℓ	22,000	50,300
	—	 1.5mℓマイクロチューブ φ 1.1×3.9 Micro Tube (市販品) (Marketed) 1.5mℓ	15,000	23,100
—	—	 0.7mℓマイクロチューブ φ 1.1×2.6 Micro Tube (市販品) (Marketed) 0.7mℓ	15,000	20,900
ガラスアダプタ (A) Adaptor 489237A φ 1.5×3.4  ABS	—	 1.0丸底ガラスチューブ φ 0.9×3.5 Glass Tube 489241A 1.0mℓ	15,000	22,100
	—	 0.5ガラスチューブ φ 0.9×3.5 Glass Tube 489240A 0.5mℓ	15,000	21,900
 0.75アダプタ Adaptor 487293A φ 1.3×3.0ABS	—	 0.5mℓマイクロチューブ φ 0.8×3.3 Micro Tube (市販品) (Marketed) 0.5mℓ	15,000	21,100