

アングルロータ Angle Rotor (R24A) (RR24A)

最高回転速度 : 24,000 rpm


Max. Speed

最大遠心加速度 : 68,900 × g
























Max. R. C. F.

全 容 量 : 400ml = 50ml × 8

Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表
Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 ・ 寸法 ・ 実容量 Tube/Bottle ・ Tube size ・ Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	M-PPフタ Lid 328479A	 50PAチューブ Tube 328353A φ 2.9 × 10.3 38ml	24,000	68,900
		 50PCチューブ Tube 328354A φ 2.9 × 10.3 36ml	24,000	68,900
	—	 50PPボトルクミ Bottle Ass'y S306352A φ 2.9 × 10.3 34ml	24,000	68,900
	—	 50PCボトルクミ Bottle Ass'y 328352A φ 2.9 × 10.3 36ml	24,000	68,900
	キャップレス Capless	 50SSチューブ Tube 328342A φ 2.9 × 10.3 41ml	24,000	68,900
1.5×2A50アダプタ Adaptor S407652A  φ 2.8 × 10.0 DE	—	 1.5ml EPPENDORFチューブ φ 1.1 × 3.9 (市販品) (Marketed) Tube (Eppendorf Tube) 1.5ml	15,000	18,300
10GA50アダプタ Adaptor 336712A  φ 2.9 × 10.1 NBR	キャップレス Capless	 10ガラスチューブ Glass Tube 464977A φ 1.2 × 10.5 7.4ml	4,000	1,810
11A50アダプタ Adaptor 336715A  φ 2.9 × 10.1 NBR	C2-ALキャップクミ Cap Ass'y 424916A 	 12PEチューブ Tube 325470A φ 1.6 × 7.6 10.5ml	15,000	22,900
		 12PAチューブ Tube 329606A φ 1.6 × 7.6 10.5ml	15,000	22,900
		 12PCチューブ Tube 325751A φ 1.6 × 7.6 10.5ml	15,000	22,900
		 12SSチューブ Tube 326010A φ 1.6 × 7.6 10.5ml	15,000	22,900
	—	 10PCボトルクミ Bottle Ass'y 325952A φ 1.6 × 8.2 8.2ml	15,000	22,900
	C2-PPフタ Lid 328478A 	 11PAアツチューブ Thick-Walled Tube 333959A φ 1.6 × 8.2 8.0ml	15,000	22,900
15GA50アダプタ Adaptor 336713A  φ 2.9 × 10.1 NBR (30GA50アダプタ) Adaptor	—	 11PCアツチューブクミ Thick-Walled Tube Ass'y 326607A φ 1.6 × 8.2 8.4ml	15,000	22,900
φ 2.9 × 10.1 NBR	キャップレス Capless	 (15Corexチューブ) Tube φ 1.8 × 10 14ml	15,000	25,700
	キャップレス Capless	 (30Corexチューブ) Tube φ 2.4 × 10.5 26ml	15,000	26,400

*注意 1. () で示すものは、製造中止品です。

*Note 1. Production of the items in parentheses was discontinued.