

# アングルロータ Angle Rotor R7AF3

最高回転速度 : 7,000 rpm


Max. Speed

最大遠心加速度 : 10,700 × g

Max. R. C. F.



全容量 : 6,000mℓ = 1,000mℓ × 6

Nominal Rotor Capacity



## 適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	 1000キャップ (WM) Cap Ass'y S410870A	 1000PPボトル(WM) Bottle Ass'y S307700A	φ 9.8 × 16.8	900mℓ	7,000	10,700