

アングルロータ Angle Rotor R9AF2

最高回転速度 : 9,000 rpm



Max. Speed

最大遠心加速度 : 15,200 × g

Max. R. C. F.

全容量 : 4,000mℓ = 1,000mℓ × 4

Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	 1000キャップ (WM) Cap Ass'y S410870A	 1000PPボトル(WM) Bottle Ass'y S307700A	φ 9.8 × 16.8	900mℓ	9,000	15,200

本ロータの最高回転速度は、遠心機本体によって異なります。最高回転速度についてはロータの取扱説明書を参照してください。
Max. speed varies with model of centrifuge.
For Max. speed, refer to the rotor instruction manual.