




スイングロータ Swing Rotor RT3S4

最高回転速度: 3,000rpm
 Max. Speed
 最高遠心加速度: 1,330×g
 Max. R.C.F.
 全容量: 90ml = 15ml × 6
 Nominal Rotor Capacity



適用バケット・チューブ・ボトル一覧表 Summary of Buckets, Tubes, Bottles

バケット Bucket 品名 ・ Part No. ・ 寸法 ・ 材質 Name ・ Part No ・ Size ・ Material	チューブ Tube/ボトル Bottle 品名 ・ Part No. ・ 寸法 ・ 実容量 ・ 材質 Name ・ Part No ・ Size ・ Actual capacity ・ Material	最高回転速度 Max. Speed (遠心加速度) (Max. R.C.F) (Rmax)
 標準付属品 Standard accessory 材質 Material: アルミ合金 Aluminum alloy	 15 ガラスチューブクミ glass tube ass'y 464976A (50 個組 pcs.) (D)16.5X(L)105 13ml	3,000rpm (1,330xg) (Rmax:13.2cm)
単位 Unit (mm)		
