


## S100AT6 アンクルロータ

最高回転速度 100,000rpm  
 最大遠心加速度 604,000×g  
 ロータ呼称容量 32.0ml=4.0ml×8  
 κファクタ 18



### (1) 適用チューブ

チューブ				スペースキャップ・スペーサ		最高回転速度 (rpm)	最大遠心加速度 (×g)
パーツNo.	品名	サイズ (φ×Lcm)	実容量 (ml)	パーツNo.	品名		
S404332A	4PCチューブ	1.3×6.0	3.4	—	—	100,000	604,000
S303351A	4PAアツチューブ	1.3×6.0	3.4	—	—	80,000	386,000
345319A	5PAシールチューブ	1.3×5.3	5.1	S404331	B4-スペースキャップ	100,000	604,000
S308892A	マイクロチューブ 1.5ml	1.09×4.0	1.3	—	—	47,000	105,000
84710901	サンプリングチューブ 1.5ml	1.08×4.2	1.3	—	—	47,000	105,000
—	1.5mlマイクロチューブ	1.1×4.2	1.0	—	—	47,000	105,000
(3400-1332)	(ウルトラロックチューブ)	1.3×3.2	3.0	(3405-1003)	(スペーサ)	100,000	604,000
(3400-1351)	(ウルトラロックチューブ)	1.3×5.1	4.1	(3405-1003)	(スペーサ)	100,000	604,000

( ) 内は、販売中止品です。

### (2) 標準付属品

パーツNo.	品名	員数
S404332A	4PCチューブ	2 (50本/箱)
S402618	カバパッキン	2
8062216	Oリング	2
452701	ピンセット	1
S203944	カバオープンナ(3)	1
共通付属品 (付録を参照ください)		1

注記: シールチューブ、1.5ml マイクロチューブをご使用になる場合は、下記の部品が別途必要になります。

#### ●5PA シールチューブ

- (a) 345319A 5PA シールチューブ..... 1(50本/箱)
- (b) S404331 B4-スペースキャップ..... 8
- (c) 90132400 STF2 形チューブシーラ..... 1
- (d) S201778A チューブラック(B)..... 1
- (e) S407157 チューブセッタ..... 1

#### ●1.5ml マイクロチューブ

- (a) S406389 1.5A5 アダプタ..... 4  
(2本または4本でお使いください)

### (3) 分離特性表

回転速度 (rpm)	最大遠心加速度 (×g)			κファクタ
	Rmin (2.69cm)	Ravg (4.05cm)	Rmax (5.40cm)	
10,000	3,000	4,500	6,000	1,765
20,000	12,000	18,100	24,100	441
30,000	27,100	40,800	54,300	196
40,000	48,1000	72,400	96,600	110
50,000	75,200	113,000	151,000	70
60,000	108,000	163,000	217,000	49
70,000	147,000	222,000	296,000	36
80,000	192,000	290,000	386,000	27
90,000	244,000	367,000	489,000	21
100,000	301,000	453,000	604,000	18