


S45A アンゲルロータ 受注生産ロータ

最高回転速度 45,000rpm
 最大遠心加速度 125,000×g
 ロータ呼称容量 18.0ml = 1.5ml × 12
 κファクタ 67



(1) 適用チューブ

チューブ				スペースキャップ		最高回転速度 (rpm)	最大遠心加速度 (×g)
パーツNo.	品名	サイズ (φ × L cm)	実容量 (ml)	パーツNo.	品名		
S308892A	マイクロチューブ 1.5ml	1.09 × 4.0	1.3	—	—	45,000	125,000
84710901	サンプリングチューブ 1.5ml	1.08 × 4.2	1.3	—	—	45,000	125,000

(2) 標準付属品

パーツNo.	品名	員数
84710901	サンプリングチューブ 1.5ml	1 (500本/袋)
8062275	Oリング	2
8062216	Oリング	2
S203944	カバオープンナ(3)	1
共通付属品 (付録3を参照ください)		1

(3) 分離特性表

回転速度 (rpm)	最大遠心加速度 (×g)			κファクタ
	Rmin (3.24cm)	Ravg (4.38cm)	Rmax (5.52cm)	
5,000	906	1,220	1,540	5,398
10,000	3,620	4,900	6,170	1,350
15,000	8,150	11,000	13,900	600
20,000	14,500	19,600	24,700	337
25,000	22,600	30,600	38,600	216
30,000	32,600	44,100	55,500	150
35,000	44,400	60,000	75,600	110
40,000	58,000	78,300	98,700	84
45,000	73,400	99,200	125,000	67