



















アングルロータ Angle Rotor T7A2

最高回転速度: 7,000rpm
 Max. Speed
 最高遠心加速度: 6,570×g
 Max. R.C.F.
 全容量: 500ml=50ml×10
 Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・チューブ・ボトル一覧表 Summary of Adapters, Tubes, Bottles

アダプタ Adapter 品名・Part No.・寸法・材質 Name・Part No.・Size・Material	チューブ Tube/ボトル Bottle/キャップ Cap 品名・Part No.・寸法・実容量・材質 Name・Part No.・Size・Actual capacity・Material	最高回転速度 Max. Speed (遠心加速度) (Max. R.C.F.) (Rmax)
	50PA チューブ tube 328353A (10 個組 pcs.) (D)29X(L)103 37.7ml ポリプロピレン Polypropylene	M-PP フタ cap 328479A (20 個組 pcs.) ポリプロピレン Polypropylene
	50PC チューブ tube 328354A (10 個組 pcs.) (D)29X(L)103 37.7ml ポリカーボネイト Polycarbonate	M-PP フタ cap 328479A (20 個組 pcs.) ポリプロピレン Polypropylene
	50PP ボトルクミ bottle ass'y S306352A (10 個組 pcs.) (D)29X(L)103 37.7ml ポリプロピレン Polypropylene	7,000rpm (6,570×g) (Rmax:12.0cm)
	50PC ボトルクミ bottle ass'y 328352A (10 個組 pcs.) (D)29X(L)103 42ml ポリカーボネイト Polycarbonate	
	50SS チューブ tube 328342A (2 個組 pcs.) (D)29X(L)103 40.4ml ステンレス Stainless	
 10GA50 アダプタ adapter 336712A(8 個組 pcs.) (d)13 X(ℓ)96 ニトリルゴム NBR	10 ガラスチューブ glass tube 464977A (50 個組 pcs.) (D)12X(L)105 7.4ml	
 11A50 アダプタ adapter 336715A(8 個組 pcs.) (d)16.2X(ℓ)77 ニトリルゴム NBR	12PE チューブ tube 325470A (50 個組 pcs.) (D)16X(L)75 9.8ml ポリエチレン Polyethylene	C2-AL キャップクミ cap ass'y 424916A (1 個組 pc.)
	12PA チューブ tube 329606A (50 個組 pcs.) (D)16X(L)75 9.9ml ポリプロピレン Polypropylene	C2-AL キャップクミ cap ass'y 424916A (1 個組 pc.)
	12PC チューブ tube 325751A (50 個組 pcs.) (D)16X(L)75 10.3ml ポリカーボネイト Polycarbonate	C2-AL キャップクミ cap ass'y 424916A (1 個組 pc.)
	12SS チューブ tube 326010A (2 個組 pcs.) (D)16X(L)75 10.7ml ステンレス Stainless	C2-AL キャップクミ cap ass'y 424916A (1 個組 pc.)
	12SS チューブ tube 326010A (2 個組 pcs.) (D)16X(L)75 9.3ml	C2-AL キャップクミ cap ass'y 424916A (1 個組 pc.)
	10PC ボトルクミ bottle ass'y 325952A (10 個組 pcs.) (D)16X(L)79 9.6ml ポリカーボネイト Polycarbonate	C2-PP キャップクミ cap ass'y 328478A (20 個組 pcs.)
	11PA アツチューブ thick-walled tube 333959A (10 個組 pcs.) (D)16X(L)82 8.2ml ポリカーボネイト Polycarbonate	C2-PP キャップクミ cap ass'y 328478A (20 個組 pcs.)
	11PC アツチューブクミ thick-walled tube ass'y 326607A (10 個組 pcs.) (D)16X(L)82 8.0ml ポリカーボネイト Polycarbonate	C2-PP キャップクミ cap ass'y 328478A (20 個組 pcs.)
 15TA50 アダプタ adapter S407959A(2 個組 pcs.) (d)17X(ℓ)100 ポリアセタール Polyacetal	15ml 培養管 Culture Tube (市販品) (Marketed) (D)17X(L)120 11ml ポリプロピレン Polypropylene	※1 7,000rpm (6,570×g) (Rmax:12.0cm)
 単位 Unit (mm)	 単位 Unit (mm)	

- ・ ※1: 市販品のチューブ、ボトル等は、メーカー指定の許容回転速度または許容遠心加速度以下で使用してください。許容値を超えて使用するとチューブ、ボトル等が破損する場合があります。
- ・ ※1: When using tubes, bottles, etc. on the market, perform operation under the allowable speed or the allowable RCF specified by the manufacturer and do not use any tube, bottle, etc. whose allowable speed or RCF is not specified. Otherwise the tubes, bottles, etc. may be broken during operation.