

試料分離でお困りの方、テスト分離してみませんか？

弊社のアプリケーション専門スタッフが、
お客様よりお預かりしたサンプルを
テスト分離いたします。

該当項目にチェックを入れ、FAXにて弊社まで
送付ください。
専門スタッフより改めて連絡をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。



遠心機の種類 ☐ 小形超遠心機
最大実容量 26.8mL x 6 本
最大遠心加速度 1,050,000 xg

☐ 超遠心機
210mL x 6 本
803,000 xg

☐ 生産用連続超遠心機
7.7L
118,000 xg

☐ 高速冷却遠心機
1.5L x 4 本
55,200 xg

☐ 大容量冷却遠心機
900mL x 6 本
11,100 xg

◇ 分離サンプル

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| ☐ ナノ粒子 | ☐ インク | ☐ 金属ナノコロイド | ☐ 粒子径による分離 |
| ☐ 化粧品 | ☐ 高粘度溶液 | ☐ セラミックス | ☐ カーボンナノチューブ |
| ☐ 連続ロータ | ☐ 密度勾配分離 | | ☐ 研磨剤 |
| ☐ その他 (_____) | | ☐ テスト分離希望日 (_____ 月頃) | |

◇ その他依頼内容

お客様ご連絡先

組織名称： _____
部署名： _____ (お名刺貼り付け欄)
氏名： _____
住所： _____
電話番号： _____ FAX 番号： _____

販売店

専門スタッフがテスト分離に加え、最適遠心機・ロータ・
遠心管・遠心条件等をご提案いたします。
お気軽にテスト分離をご相談ください。

FAX : 03-6738-0861

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社
〒108-6016 東京都港区港南二丁目 15 番 1 号
品川インターシティ A 棟 18 階
TEL : 03-6738-0860 FAX : 03-6738-0861
URL : <https://www.himac-science.jp>