


遠心機サマーキャンペーン

期間：2026年7月21日～9月30日



Summer, Separation, Satisfaction.

遠心機の更新・導入を後押しする 夏のスペシャルオファー

この夏、ラボの設備をお得にアップデートしませんか？

エッペンドルフ遠心機の人気モデル・旧モデルを、お求めやすい特別価格でご用意しました。

実験の“要”となる遠心機をリフレッシュしましょう！

高品質と信頼性はそのままに、今だけのサマープライスで導入いただけるチャンスです。

暑さを吹き飛ばすお得なキャンペーンを、ぜひご活用ください。

また、ノンフロン冷却遠心機のご案内もございます。

ぜひご一読ください！

キャンペーン内容

人気モデル 30% OFF

- 5425 / 5425 R
- 5910 Ri バンドル

クリアランス製品 40% OFF

- 5420
- 5430 / 5430 R
- CF18R (代替フロン冷媒, R134a)



30%
OFF

遠心機サマーキャンペーン

人気モデルが **30% OFF**



Centrifuge 5425 / 5425 R

人気の 24 本架ラボスタンダードモデル

- 静かな運転音
- コンパクトでパーソナルに使用できる 5425 (冷却機能なし) と、冷却運転が可能でサンプル保護により効果的な 5425 R (冷却機能付)
- 設定温度に迅速に到達できる FastTemp 機能付き (5425 R のみ)
- Standby / Sleep Mode で不使用時の電力節約可能
- ローター全 6種* 例: Eppendorf 5.0 mL チューブ用ローター
- いずれも ローター FA-24x2 付 (5425 R のみ QuickLock Pro 仕様)
 - 最大容量: 24 x 1.5 / 2.0 mL
 - 最高回転速度: 15,060 rpm
 - 最大遠心加速度: 21,300 x g

- 本体寸法 (WxDxH, mm)
5425: 240 x 390 x 240
5425 R: 290 x 480 x 260

* ローター単品はキャンペーン対象外です



Update! QuickLock Proローターリッド (5425 R のみ)

標準ローター FA-24x2 のリッド機構が新しくなりました
リッドの開閉はすべて片手で可能です。閉めるときは上から押さえるだけ、開けるときは
プッシュボタンでロック解除。ねじを回す必要はありません。改良されたシーリングで漏れ
を抑え、高速回転時も確実にロックして安全性を高めます。



Centrifuge 5910 Ri

my green lab.
ACT Ecolabel

大容量で高性能：様々なニーズに対応

- 10 種類のローターを使用できる高い汎用性*
- FastTemp pro®: 日付時刻に応じるプログラム可能な予冷機能
- ECO 電源シャットオフ: エネルギー消費を削減し、コンプレッサー
寿命を延ばすために、8時間使用しない場合は冷却を停止して
スタンバイモードに移行 (メニューで動作解除できます)
- ACT Label 取得済

* ローター単品はキャンペーン対象外です



2 種のバンドルセットと遠心機用テーブルを **30% OFF**

- S-4xUniversal rotor バンドル (下図): コニカルチューブ/プレート/ボトルの遠心が可能
- S-4x750 バンドル: コニカルチューブが最大 56 本遠心可能 (15 mL チューブの場合)
- 遠心機用テーブル 2種: 高さ 38.5cm or 58.5cm (右下図)



S-4xUniversal rotor バンドル: コニカルチューブ/プレート/ボトルの遠心が可能



遠心機用テーブル 38.5 cm (左) と 58.5 cm (右)

在庫限り

40%
OFF

LAST SUMMER CHANCE

遠心機サマーキャンペーン

在庫限り! クリアランスモデル **40% OFF**



Centrifuge 5420

シンプルでコンパクトな非冷却24本架モデル

- 卓上型でも省スペースを実現
- 遠心後に自動でドアがオープン、作業の操作性が向上します
- 拭き取り洗浄しやすいキーパッド式制御モデル



ローターFA-24x2 付

- 最大容量: 24 × 1.5 / 2.0 mL
- 最高回転速度: 15,060 rpm
- 最大遠心加速度: 21,300 × g
- 本体寸法 (W×D×H): 240 × 350 × 220 mm



Centrifuge 5430

Centrifuge 5430 R

Centrifuge 5430 / 5430 R

コンパクトながら多様なニーズに対応したモデル

- 12種類のローターを使用できる高い汎用性*
- ECO電源シャットオフ: エネルギー消費を削減し、コンプレッサー寿命を延ばすために、8時間使用しない場合は冷却を停止してスタンバイモードに移行 (メニューで動作解除できます)

非冷却モデル 5430, 冷却モデル 5430 R いずれも ローター FA-45-30-11付

- 容量: 30本 × 1.5 / 2.0 mL (ローター FA-45-30-11使用時)
- 最高回転速度: 14,000 rpm (ローター FA-45-30-11使用時)
- 最大遠心加速度: 20,817 × g (ローター FA-45-30-11使用時)
- 本体寸法 (W×D×H): 340 × 420 × 250 mm (5430), 380 × 640 × 290 mm (5430 R)

* ローター単品はキャンペーン対象外です



Centrifuge CF18R (代替フロン冷媒, R134a)

- 静電式タッチパネルを採用、ゴム手袋をしても操作可能です
- ECO設定有効時は、停止状態で10分間ドアの開閉やスイッチ操作をしなかった場合、冷却装置を自動停止します
- ローターは全て乗せるだけ! のクイックセッティング方式*

* 本体にローターは付属しておりません、別途ご購入ください

本体と同時購入で下記のローター・アダプターが **30% OFF**




T15A39 アングルローター

- 1.5 / 2.0 mL × 24 本
- 15,000 rpm
- 21,500 × g



T15A41 アングルローター

- 15 / 50 mL × 4 本
- (2 種の同時使用不可)
- 15,000 rpm
- 22,260 × g



T4SS31 スイングローター

- 4,000 rpm
- 2,900 × g

T4SS31 スイングローター用アダプター (各 4 個セット)

- 15TC × 6S
- 15TC × 24 本
- 4,000 rpm
- 2,900 × g

- 50TC × 2S
- 50TC × 8 本
- 4,000 rpm
- 2,900 × g

本ページに記載の遠心機 (5420, 5430, 5430 R, CF18R (代替フロン冷媒, R134a)) は在庫限りの販売です。キャンペーン期間中に在庫終了となる場合があります。

ローター (T15A39, T15A41, T4SS31)、アダプター (15TC × 6S, 50TC × 2S) については対応する遠心機本体と同時購入時にキャンペーン価格対応となります。

クリアランス機種について、修理対応終了日は次のとおりです。Centrifuge 5420: 2034年12月末, Centrifuge 5430: 2034年12月末, Centrifuge 5430 R: 2033年12月末, CF18R (代替フロン冷媒, R134a): 未定

注文案内

品名	注文番号	希望小売価格	キャンペーン価格	割引率	備考
Centrifuge 5425, FA-24x2 付	5405000433	¥376,000	¥263,200		* 1.5/2.0 mLチューブ×24本, シールドタイプ
Centrifuge 5425 R, FA-24x2 QuickLock Pro 付	5406000435	¥687,000	¥480,900		* 1.5/2.0 mLチューブ×24本, シールドタイプ, 冷却機能付
Centrifuge 5910 Ri, S-4xUniversal rotor バンドル	5943000238	¥1,950,000	¥1,365,000	30% OFF	* S-4xUniversal rotor 1個, バケット4個, 5/15 mLチューブ・プレート用アダプター2セット, 50 mLチューブ, 175-250 mL・プレート用アダプター2セット付, 冷却機能付
Centrifuge 5910 Ri, S-4x750 バンドル	5943000538	¥1,840,000	¥1,288,000		* 丸型バケット4個, 5/15 mLコニカルチューブ用 および 50 mLコニカルチューブ用アダプター (各2個組×2セット) 付, 冷却機能付
遠心機用テーブル、高さ 38.5 cm	5921000010	¥250,000	¥175,000		
遠心機用テーブル、高さ 58.5 cm	5921000012	¥312,000	¥218,400		Centrifuge 5910 Ri, SpinPro 6 R 用
Centrifuge 5420, FA-24x2 付	5420000032	¥297,000	¥178,200	在庫限り 40% OFF	* 在庫限り 1.5/2.0 mL チューブ × 24本
Centrifuge 5430, FA-45-30-11 付	5427000437	¥543,000	¥325,800		* 在庫限り 1.5/2.0 mL チューブ × 30本
Centrifuge 5430 R, FA-45-30-11 付	5428000430	¥1,050,000	¥630,000		* 在庫限り 1.5/2.0 mL チューブ × 30本, 冷却機能付
Centrifuge CF18R, (代替フロン冷媒, R134a)	5722010180	¥960,000	¥576,000		* 在庫限り 冷却機能付
T15A39 アングルローター	5722211008	¥174,000	¥121,800		本体 (5722010180) と同時購入時にキャンペーン適用 CF18R用, 1.5/2.0mL チューブ × 30本
T15A41 アングルローター	5722211009	¥301,000	¥210,700		本体 (5722010180) と同時購入時にキャンペーン適用 CF18R用, 15 / 50 mL コニカルチューブ × 4 本 (15 / 50mL 同時使用不可)
T4SS31 スイングローター	5722212004	¥209,000	¥146,300	30% OFF	本体 (5722010180) と同時購入時にキャンペーン適用 CF18R用, 角形バケット付
15TCx6S アダプター, 4 個組	5721244007	¥36,200	¥25,340		本体 (5722010180) と同時購入時にキャンペーン適用 T4SS31スイングローター用 15TC アダプター
50TCx2S アダプター, 4 個組	5721244008	¥36,200	¥25,340		本体 (5722010180) と同時購入時にキャンペーン適用 T4SS31スイングローター用 50TC アダプター

製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2026年7月現在の価格です。表示価格に消費税は含まれておりません。
* 別途据付調整費および配送搬入費用を申し受けます。

サステナブル製品のご紹介

環境負荷の低減やESGへの取り組みが「あると良いもの」から「当たり前」に求められるものへと変わりつつあります。とはいえ、研究や製造の現場では、まずなによりも「信頼できる性能」と「安定した運用」が欠かせません。弊社のサステナブル冷却遠心機は、こうしたニーズに合わせて、分離性能や冷却能力といった基本性能はそのままに、省エネルギー設計と長く使える堅牢性を両立させたモデルです。研究室・製造現場の環境負荷削減と運用コストの見直しを、無理なく始めていただける一台としてご提案します。さらにエッペンドルフなら、遠心機本体に加えてチューブなどの消耗品も含めてトータルにご提案できるため、より効率的で持続可能な運用をサポートします。

New! SpinPro 6 R

CO₂冷媒を初採用、エコフレンドリーな新世代冷却遠心機



- CO₂冷媒を採用にて環境負荷を大幅に低減 (GWP = 1 / ODP = 0), ACT 2.0 認証
- 自動ローター認識、ローター寿命管理 および インバランス検出
- 複数の認証レベルとドキュメンテーション機能付
ユーザー管理と RFID ベースの
ユーザーログイン (CFR 21 Part 11 準拠)
- 電動リッドによる安全かつ安心の操作性

Centrifuge 5427 R

自然冷媒を採用した、多本処理冷却遠心機



- 自然冷媒 (R290)採用、ACT Label 取得済
- マイクロチューブ 1.5 / 2.0 mL x 48 本の大容量
ローターにより生産性を向上
- 設定温度に迅速に到達できる FastTemp 機能付
- ECO shut-off 機能：使用しない状態が続いた
ときに自動停止するよう予約設定でき、省エネと
コンプレッサー寿命延長に貢献

ラボ消耗品にもサステナビリティを 続々ラインナップ追加中! Eppendorf Biobased Consumables

チューブ・チップ・プレートなど、日々大量に使用される消耗品をバイオベース素材に置き換えることで、CO₂排出量の削減と化石資源依存の低減に貢献します。もちろん耐遠心力や耐薬品性、使用温度範囲等の仕様は今までと同様です!



New! セイフ・ロックチューブ BioBased



エッペンドルフチューブ BioBased 15 / 50 mL

»Our goal is to manufacture laboratory consumables in a measurably more sustainable way according to the "Reduce, Reuse, Recycle" concept without compromising on product quality and performance.«