



With metal  
rotor lid

# Out of this world

遠心機 MiniSpin®/ MiniSpin® plus

**eppendorf**

# They do exist after all: Real-life Personal Centrifuges

## Product features of MiniSpin and MiniSpin plus

- 極めて省スペースです。
- 容量：1.5mlまたは2.0mlのチューブが12本架かります。
- 加速時間および減速時間は最高回転数で遠心したときに13秒未満です。
- 見やすいデジタルディスプレイです。
- 非常に静かです。
- ローターは金属製です。
- 国際安全基準のIEC1010-2-020を遵守しています。
- ショートスピナーがあります。
- 通気に優れているため温度上昇を最小限に抑えます - 温度感受性の高いサンプルを保護します。
- 蓋の解放は自動です。
- メンテナンスが楽です。
- ローターはオートクレーパブルです (121°C、20分)。
- 遠心機内の蓋は化学薬品耐性です。
- 0.2ml PCR チューブ用の16本架けローターもあります。

## Additional product features of MiniSpin

- アルミ処理された標準ローターが附属しています。
- 最高回転数 13,400rpm、最大 rcf 12,100 x g です。
- タイマーは最高 30 分まで設定できます。

## Additional product features of MiniSpin plus

- 黒色のアルミニウムローターが附属しています。
- 最高回転数 14,500 rpm、最大 rcf 14,100 x g です。
- rpm/rcf を切り替えて設定できます。
- タイマーは最高 99 分まで設定できます。
- 連続運転が可能です。



- 矢印キーを使ってタイマーと回転数を設定します。



- 0.2ml PCR チューブ用ローター



MiniSpin®

MiniSpin® plus

## テクニカルデータ

Description	MiniSpin®	MiniSpin® plus
最大回転数:	13,400 rpm	14,500 rpm
最大遠心加速度:	12,100 x g	14,100 x g
rpm/rcf 切り替え表示	なし	あり
容量:	1.5 ml / 2.0 ml x 12本 (少量チューブ用アダプターもあります。)	
タイマー:	15 秒 - 30 分	15 秒 - 99 分、 連続運転
電力:	70 W	85 W
電源:	100 V / 50-60 Hz	
最大回転までの加速時間:	13 秒	
最大回転からの減速時間:	12 秒	
大きさ(WxDxH):	22.5 x 24.0 x 13.0 cm	
重さ(ローター込み):	4.3 kg	

## 注文案内

品名・形式	注文番号	単位	希望小売価格
MiniSpin®	5452000034	1 台	¥140,000
MiniSpin® plus	5453000038	"	¥181,000
アングルローター F-55-16-5-PCR	5452727007	1 個	¥43,500
遠心機用アダプター 0.4、2.5ml 用 (6mm φ 内径、11mm φ 外径)	5425717008	6 個 / セット	¥2,200
" 0.5ml、マイクロテナー用 (8mm φ 内径、11mm φ 外径)	5425716001	"	¥2,200
" 0.2ml PCR チューブ用 (6mm φ 内径、11mm φ 外径)	5425715005	"	¥2,200

遠心機【販売・保守】

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社

本社工場 〒312-8502 茨城県ひたちなか市武田1060

- 保守部品の供給は製造販売中止後、5年間です。
- 製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
- 表示価格は2022年10月現在のメーカー希望小売価格(税別)です。
- 製品写真または操作画面等は、特に断りがない限り標準仕様です。

himac お客様相談センター  
☎ 0120-024125  
受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休業日除く)  
<https://www.himac-science.jp>

**安全上のご注意**  
機器を正しく安全にご使用いただくため、製品の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。