

30% OFF

遠心機60周年記念キャンペーン

2024年9月24日～2025年3月31日



Celebrating 60 Years of Centrifugation

遠心機 60 周年記念キャンペーン

1964年にエッペンドルフ遠心機が発売され、今年で60周年を迎えました。これを記念しまして、対象製品を特別価格で提供する「遠心機60周年記念キャンペーン」をご案内いたします。

60年間の伝統と積み重ねた信頼で世界中のお客様にご利用いただいているエッペンドルフ遠心機を是非この機会にご検討ください。

対象機種

- > Centrifuge 5910 Ri バンドルセット **30% OFF**
- > Centrifuge CF18R **30% OFF**
- > Centrifuge CF18RS **30% OFF**
- > Concentrator plus (遠心濃縮機5305, Cタイプ) **30% OFF**

Centrifuge 5910 Ri バンドルセット



大型カラータッチパネル採用

お気に入り設定がとても好評です

- > エッペンドルフ遠心機シリーズで最も幅広い用途のベンチトップ遠心機です
- > 電源100 V仕様で最大4,000mL処理可能

最大処理容量：4×1,000 mL / 4×5×MTP
最高回転速度：14,000 rpm
最大遠心加速度：22,132×g

本体寸法 (W×D×H)：715×680×368 mm

電源：100 V / 50-60 Hz

重さ (本体のみ)：109 kg

S-4×Universalローター付

注文番号：5943000238

希望小売価格：¥1,850,000

キャンペーン特別価格：¥1,295,000



付属ローター：S-4xUniversal

- > 大容量のスイングバケットローター、最大遠心加速度4,415 × g (4,500 rpm)
- > エアロゾル密閉 QuickLock キャップを、オプションで用意¹⁾
- > バケット、キャップ、およびアダプターはオートクレーブ可能
- > アダプターとの組み合わせで1000mlボトルも利用可能

¹⁾ 英国公衆衛生庁（ポートンダウン）によりエアロゾル密閉性を試験済み


*同時購入のテーブル、追加ローター、アダプター類も同値引き率を適用します。

アイディア満載のユニバーサル・アダプター


多くの研究者がいるラボでは、さまざまな遠心チューブやマイクロプレートが使用されています。ローターやアダプターを載せ替えなければならないことがあります。ユニバーサルローターとアダプターはこれらの課題を解決します。多用途に利用できるアダプターが、ローター交換、アダプター交換の手間を省きます。

> 付属品：アダプター 1 (4個)、アダプター 3 (4個)


- > 5mlマイクロチューブ 68本
- > 15mlコニカルチューブ 68本
- > 50mlコニカルチューブ 28本
- > 250mlボトル 4本
- > MTP/DWP 4枚



ユニバーサル・アダプター 1：
5.0 mL / 15 mL
コニカルチューブ、
MTP/DWP用



ユニバーサル・アダプター 2：
25 mL / 50 mL
コニカルチューブ、
MTP用



ユニバーサル・アダプター 3：
25 mL / 50 mL
コニカルチューブ、
250 mL ボトル、
MTP用

Mobile Tables



台の高さは2種類から選択出来、非常に丈夫な設計です。キャスターとロック機構を装備し、移動の利便性と安全性を両立しています。



遠心機テーブル (39 cm)

- > テーブル寸法 (W × D × H)：
75 × 70 × 39 cm
- > 実験台下に収める際には、搭載する遠心機とテーブル高さの寸法を確認し、お客様の実験台下に入る事を確認してご購入ください。

希望小売価格：¥238,000

キャンペーン特別価格：¥166,600



遠心機テーブル (58.5 cm)

- > 実験台にスペースがなく、床置きで使用する際に最適
- > テーブル寸法 (W × D × H)：
75 × 70 × 58.5 cm

希望小売価格：¥297,000

キャンペーン特別価格：¥207,900

Centrifuge CF18R



30% OFF

ノンフロンモデル

小形遠心機

- 最高回転速度18,000rpm、最大遠心加速度31,100×g (T18A41ローターにて)
- ローターは全て載せるだけ!のクイックセッティング方式
- 省電力ECO設定機能搭載
- 静電式タッチパネルを採用、ゴム手袋をしても操作可能。
- 250mmボトル用スイングローターからマイクロチューブ用アングルローターまで多目的な用途に。



CF18R

最高回転速度	18,000 rpm
最大遠心加速度	31,100×g
最大呼称容量	250 mL × 4本 (T5SS31ローター)
本体寸法 (W×D×H)	490 × 550 × 835 mm
質量	98 kg
電源	AC100 V ±10%、15 A、50/60 Hz
注文番号	5722010181
希望小売価格 (本体)	¥994,000
キャンペーン特別価格	¥695,800

Centrifuge CF18RS



30% OFF

ノンフロンモデル

微量高速遠心機

- 最高回転速度18,000rpm、最大遠心加速度31,100×g (T18A41ローターにて)
- ローターは全て載せるだけ!のクイックセッティング方式
- 省電力ECO設定機能搭載
- 静電式タッチパネルを採用、ゴム手袋をしても操作可能。



CF18RS

最高回転速度	18,000 rpm
最大遠心加速度	31,100×g
最大呼称容量	70 mL × 4本 (T15A37ローター)
本体寸法 (W×D×H)	340 × 485 × 835 mm
質量	73 kg
電源	AC100 V ±10%、15 A、50/60 Hz
注文番号	5722020181
希望小売価格 (本体)	¥884,000
キャンペーン特別価格	¥618,800

CF18R / CF18RS 用ローター

形名



	ローター T18A41	ローター T15A39	ローター T15A41	ローター T15A46
最高回転速度	18,000 rpm	15,000 rpm	15,000 rpm	15,000 rpm
最大遠心加速度	1.5 / 2.0 mL : 外側31,100×g / 内側26,400×g 0.2mL PCR : 23,200×g	21,500×g	22,260×g	22,000×g
呼称容量	1.5 / 2.0 mL × 36本 + 0.2 mL PCR × 18本	1.5 / 2.0 mL × 24本	15/50コニカル×4本 (2種の同時使用不可)	5 mL (Eppendorf 製) × 12本
注文番号	5722211000	5722211008	5722211009	5722211014
希望小売価格 (本体)	¥254,000 (カバー付)	¥166,000	¥287,000	¥177,000 (カバー別売)
キャンペーン特別価格	¥177,800 (カバー付)	¥116,200	¥200,900	¥123,900 (カバー別売)

本体と同時購入で各ローター



30% OFF

CF18R 用ローター

形名



	ローター T12A41	ローター T12A42	ローター T9A31	ローター T5S32
最高回転速度	12,000 rpm	12,000 rpm	9,000 rpm	4,800 rpm
最大遠心加速度	18,000×g	17,100×g	10,600×g	3,120×g
呼称容量	50コニカル×6本	80 mL 丸底ボトル×6本	50コニカル×8本	DWP×2枚 / MTP×2枚
注文番号	5722211022	5722211023	5722211026	5722212002
希望小売価格 (本体)	¥353,000 (カバー付)	¥254,000 (カバー付)	¥309,000	¥331,000
キャンペーン特別価格	¥247,100 (カバー付)	¥177,800 (カバー付)	¥216,300	¥231,700

本体と同時購入で各ローター



30% OFF



15TC×6Sアダプタ (4個入)

> 15mLコニカル×24本
> 4,000 rpm (2,900×g)
注文番号 : 5721244007
希望小売価: ¥33,600
キャンペーン特別価格
⇒¥23,520

ローター T4SS31

最高回転速度	4,000 rpm
最大遠心加速度	2,900×g
注文番号	5722212004
希望小売価格 (本体)	¥199,000 (角バケット付)
キャンペーン特別価格	¥139,300

50TC×2Sアダプタ (4個入)

> 50mLコニカル×8本
> 4,000 rpm (2,860×g)
注文番号 : 5721244008
希望小売価: ¥33,600
キャンペーン特別価格
⇒¥23,520



ローター T5SS31

最高回転速度	4,800 rpm
最大遠心加速度	4,170×g
注文番号	5722212001
希望小売価格 (丸バケット付)	¥232,000
キャンペーン特別価格	¥162,400

15TC×4Sアダプタ (4個入)

> 15mLコニカル×16本
> 4,800 rpm (4,170×g)
注文番号 : 5722112026
希望小売価: ¥55,300
キャンペーン特別価格
⇒¥38,710

50TC×1Sアダプタ (4個入)

> 50mLコニカル×4本
> 4,800 rpm (4,170×g)
注文番号 : 5722112027
希望小売価: ¥44,200
キャンペーン特別価格
⇒¥30,940

※本カタログに掲載していないローター、アダプタも用意しております。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

遠心機60周年記念キャンペーン

期間：2024年9月24日～2025年3月31日受注分

Concentrator plus (遠心濃縮機5305, Cタイプ)



- > コンパクトな設置スペース
- > メンテナンスフリーのPTFE真空ポンプを搭載

最大容量：1.5 / 2.0 mL × 96本, MTP × 2
回転速度：1,400 rpm (固定)
本体寸法 (W×D×H)：330 × 579 × 290 mm

48本架ローター F-45-18-11付

希望小売価格：¥1,200,000⇒ **キャンペーン特別価格：¥840,000**



30% OFF

本体と同時購入で各ローター 

30% OFF



ローター F-45-48-11

- > 48 × 1.5 / 2.0 mLチューブ用ローター
- > スペーサーで積み重ね可能 (容量2倍)

希望小売価格：¥69,100
キャンペーン特別価格：¥48,370



ローター F-35-6-30

- > 6 × 50 mLコニカルチューブ用
- > 6 × 15 mLコニカルチューブ用

希望小売価格：¥87,400
キャンペーン特別価格：¥61,180



ローター F-45-8-17

- > 8 × 15 mLコニカルチューブ用

希望小売価格：¥87,400
キャンペーン特別価格：¥61,180



ローター A-2-VC

- > MTP、PCR、最大高さ27 mmのディープウェルプレートに対応
- > ローターは121°C、20分でオートクレープ可能

希望小売価格：¥185,000
キャンペーン特別価格：¥129,500

Centrifuge Maintenance Services : 予防メンテナンスのご紹介

機器を良好な状態に保つことにどれだけ注意していますか？ 弊社の専門的なクリーニングとメンテナンスサービスは、問題を早期に発見し、予期せぬ稼働停止期間や故障を防ぐことを目的としています。機器を完璧な状態に保つことは、機器の寿命を延ばすだけでなく、生産性を向上させることにもつながります。

信頼性を確保し、資源を節約しましょう！

① Preventive Maintenanceのサービス内容：

- > 細部まで網羅されたチェックシートでの検査
- > クリーニング
- > システムテスト
- > 安全性、機能性検査
- > ソフトウェアアップデート
- > 保存データの評価
- > 日付付きサービスラベル

② Device CheckTMのサービス内容：

- > 遠心機主要箇所の検査 (自主検査代行)

*1 複数台使用時の場合に限りお受けいたします。



遠心機【販売・保守】

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社

東京セールスオフィス 東京都千代田区東神田2-5-12 龍角散ビル3F

お客様相談センター
☎ 0120-024125

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝日・弊社休業日除く)



安全上のご注意

機器を正しく安全にご使用いただくため、製品の「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- eppendorf遠心機の保守部品の供給は製造販売中止後、7年間です。
- 製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
- 表示価格は2024年9月現在のメーカー希望小売価格 (税別) です。
- 製品写真または操作画面等は、特に断りがない限り標準仕様です。

www.eppendorf.com/centrifugation

Eppendorf® and the Eppendorf Logo, Eppendorf QuickLock®, Eppendorf Tubes® are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany.
himac® is registered trademark of Eppendorf Himac Technologies Co., Ltd., Japan.
U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2024 by Eppendorf SE. Printed in Japan.

EHTD-CP014A | 2024.09