



Eppendorf Centrifuge Clearance Sale

エッペンドルフ 遠心機 クリアランスセール

ラボと研究者の皆様を応援！

12月末まで、在庫の多い人気モデルや旧モデル製品を、通常よりさらにお得な価格でご提供します。この機会に、信頼のエッペンドルフ遠心機をお得に導入しませんか？高品質な遠心機をお求めやすい価格で手に入れるチャンスです。ぜひこの機会をお見逃しなく！



Centrifuge 5425

- > 空冷式でも低運転音を実現 <51db
- > 運転後に自動でドアが開く機能を搭載
- 最大容量：24 × 1.5 / 2.0 mL
- 最高回転速度：15,060 rpm
- 最大遠心加速度：21,300 × g
- 本体寸法(W×D×H)：240 × 390 × 240 mm



Centrifuge 5425 R

- > 静かな運転音を実現
- > 設定温度に迅速に到達できる FastTemp 機能付き
- > エアロゾル密閉性の Eppendorf QuickLock®カバーを付属したローター FA-24×2 付
- 最大容量：24 × 1.5 / 2.0 mL
- 最高回転速度：15,060 rpm
- 最大遠心加速度：21,300 × g
- 本体寸法(W×D×H)：290 × 480 × 260 mm



5425遠心機本体

注文番号：5405000638
希望小売価格：304,000円
ローター FA-24×2
注文番号：5495500006
希望小売価格：111,000円
※上記の組み合わせが対象のセールです

37% OFF

クリアランスセール価格
本体 190,000円
クリアランスセール価格
ローター 70,000円
セット価格 260,000円



ローター FA-24×2 付
注文番号：5406000437
希望小売価格：687,000円

30% OFF

クリアランスセール価格
480,900円

Centrifuge CF18R[※]

静電式タッチパネル

- 最高回転速度18,000rpm、最大遠心加速度31,100×g (T18A41ローターにて)
- ローターは全て載せるだけ！のクイックセッティング方式
- 省電力ECO設定機能搭載
- 静電式タッチパネルを採用、ゴム手袋をしても操作可能です。
- 250mLボトル用スイングローターからマイクロチューブ用アングルローターまで多目的な用途に。
- ノンフロンモデルに変更前の旧モデル製品です。ノンフロンではありませんが冷却以外の仕様は現行モデルと変わりません。

注文番号：5722010180
希望小売価格：960,000円
(2023年9月販売時価格)

クリアランスセール価格
576,000円
(在庫限り)

40%
OFF

最高回転速度 (rpm)	18,000 (T18A41 アングルローター)
最大遠心加速度 (×g)	31,100 (T18A41 アングルローター)
最大呼称容量 (mL×本)	250 mL × 4 (T5SS31スイングローター)
設定回転速度 (rpm)	300～18,000
タイマー	1～59秒 (1秒きざみ), 1～99分 (1分きざみ), HOLD (連続運転)
加速・減速設定	加速10段階、減速10段階＋自然減速
電源	100 V±10 V 15 A 50/60 Hz
本体寸法 (W×D×H)	49.0 × 55.0 × 83.5 cm
質量 (kg)	98

※ノンフロンモデルの御用命は最寄りのセールスオフィスにご相談ください。

本体と同時購入でローター、アダプターは**30% OFF**！



T15A39 アングルローター

1.5 / 2.0 mL × 24本
15,000 rpm
21,500×g
注文番号：5722211008
希望小売価格：170,000円
クリアランスセール価格：119,000円



T15A41 アングルローター

15/50コニカル×4本 (2種の同時使用不可)
15,000 rpm
22,260×g
注文番号：5722211009
希望小売価格：294,000円
クリアランスセール価格：205,800円



T4SS31 スイングローター

—
4,000 rpm
2,900×g
注文番号：5722212004
希望小売価格：204,000円 (角バケット付)
クリアランスセール価格：142,800円



T4SS31 用アダプタ (各4個セット)

15TC×6S	50TC×2S
15TC×24本	アダプター 50TC×8本
4,000 rpm	4,000 rpm
2,900×g	2,900×g
注文番号：5721244007	注文番号：5721244008
希望小売価格：35,300円	希望小売価格：35,300円
クリアランスセール価格：各24,710円	クリアランスセール価格：各24,710円

※その他ローターについては、弊社営業担当者までお問い合わせください。

Centrifuge 5910 Ri



大型カラータッチパネルを採用

製品特長

- > 最大遠心加速度 22,132 × g、最高回転数 14,000 rpm
- > 用途に合わせて10種類のローターを用意
- > 4℃ ± 2℃ を維持できかつ省エネルギーな独自の Dynamic Compressor Control 技術
- > FastTemp：迅速に設定温度に到達できる予冷運転機能
- > 8 時間操作しなければ省電力モードに移行
- > 実験環境を快適に保つ静音性

Centrifuge 5910 Ri, S-4 × 750および丸型バケット付き,
5mL / 15mL アダプター、50mLコニカル用アダプター付き

注文番号：5943000538
希望小売価格：1,800,000円

クリアランスセール価格
1,080,000円

40%
OFF

※アングルローターも同時購入で特別価格を適用します。最寄りのセールスオフィス
にご相談ください。


最大遠心加速度	22,132 × g
アングルローター使用時の最大遠心加速度	22,132 × g
スイングローター使用時の最大遠心加速度	5,263 × g
回転速度	10～14,000 rpm (1 rpm ステップ)
最大呼称容量	4 × 1,000 mL
加速・減速設定	10 / 10
タイマー	10 秒～99 時間59 分、連続運転機能、ショートスピン
電源	100 V, 50～60 Hz
本体寸法 (W × D × H)	71.5 × 68 × 36.8 cm
設置面積 (フロントパネルを除く寸法、W × D)	71.5 × 62 cm

ローター S-4x750



最大呼称容量	4 × 750 mL
最大遠心加速度	4,031 × g
最高回転速度	4,700 rpm
1.5 / 2.0 mL マイクロチューブ	200本
Eppendorf Tubes® 5.0 mLと 15 mLコニカルチューブ	56本
50 mL コニカルチューブ	28本
25 mL スナップキャップチューブ	24本
25 mL スクリューキャップチューブ	28本

※当セットにチューブ類は含まれておりません。

Eppendorf Tubes®
5.0 mLと15 mLコニカル

(4個付属)

25 mL スナップキャップ
25 mL コニカル
50 mL コニカル
50 mL スナップキャップ

(4個付属)

遠心機【販売・保守】

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社

東京セールスオフィス 東京都千代田区東神田2-5-12 龍角散ビル3F

お客様相談センター
0120-024125

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:30 (土・日・祝日・弊社休業日除く)



安全上のご注意

機器を正しく安全にご使用いただくため、
製品の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- eppendorf遠心機の保守部品の供給は製造販売中止後、7年間です。
- 製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
- 表示価格は2025年10月現在のメーカー希望小売価格（税別）です。
- 製品写真または操作画面等は、特に断りがない限り標準仕様です。

www.eppendorf.com/centrifugation

Eppendorf® and the Eppendorf logo are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany.
himac® is registered trademark of Eppendorf Himac Technologies Co., Ltd., Japan.
U.S. Design Patentstars listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2025 by Eppendorf SE. Printed in Japan.

EHTD-CP016A | 2025.10