

遠心機 & CO₂ インキュベーター ウィンターキャンペーン

2024年12月10日 ~ 2025年3月31日



Big Thanks

卓上微量遠心機 & CO₂ インキュベーター

人気の卓上微量遠心機をお得に手に入れましょう！
冷却機能の有無・チューブの本数に合わせて選択いただけるよう、各モデルが対象機種になっています。半周回だけで開閉ができる QuickLock® 付きローターリッドも用意、ハンドルをクルクル回す必要はもうありません。
同時にコンタミネーションリスクを低減するコンセプトで作られたCO₂ インキュベーターも特別価格でご提供します。

キャンペーン内容

- Centrifuge 5425 **30%OFF**
- Centrifuge 5425 R **30%OFF**
- Centrifuge 5420 **30%OFF**
- Centrifuge 5418 R **30%OFF**
- 上記遠心機のローター各種* **30%OFF**
- CO₂ インキュベーター CellXpert C170i **30%OFF**

* 対応する遠心機本体と同時購入時

卓上微量遠心機がスペシャルプライス！

最新モデル



Centrifuge 5425

冷却なし

- > 加減速を各10段階で設定可能
- > 静かな運転音を実現
- > 5425シリーズは6種類のローターに対応
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバーを付属したローター FA-24×2 付

最大容量：24 × 1.5 / 2.0 mL
最高回転速度：15,060 rpm
最大遠心加速度：21,300 × g
本体寸法 (W×D×H)：240 × 390 × 240 mm

ローター FA-24×2 付
注文番号：5405000433
希望小売価格：376,000円

キャンペーン特別価格：263,200円

30% OFF



製品ページ



Centrifuge 5425 R

冷却付き

- > 静かな運転音を実現
- > 設定温度に迅速に到達できる FastTemp 機能付き
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバーを付属したローター FA-24×2 付

最大容量：24 × 1.5 / 2.0 mL
最高回転速度：15,060 rpm
最大遠心加速度：21,300 × g
本体寸法 (W×D×H)：290 × 480 × 260 mm

ローター FA-24×2 付
注文番号：5406000437
希望小売価格：687,000円

キャンペーン特別価格：480,900円

30% OFF



製品ページ

付属ローター

ローター FA-24x2

- > 最大遠心加速度：21,300 × g (15,060 rpm)
- > 最大容量：24×1.5 / 2.0 mLチューブ



適用機種：5425/5425 R

特徴



- 利便性が向上
- > ショートスピナー機能
- > 遠心終了後の経過時間を表示



- 革新的なローターカバー開閉メカニズム
- > Eppendorf QuickLock®：人間工学に基づくローターカバーロックシステム
- > 1/4回しただけでローターカバーがロックされる構造により、手首の負担が軽減



- 汎用性向上
- > スナップキャップとスクリューキャップ両方の 5.0 mL チューブに対応した 10 本架けアングルローター
- > 分割可能な PCR プレートと遠心できるスイングバケットローター

5425 / 5425 R と同時購入で対応ローターも 30% OFF!



適用機種：5425/5425 R

ローター FA-10x5

- > 最大遠心加速度：21,300 × g (15,060 rpm)
- > 最大容量：10×Eppendorf Tubes® 5.0 mL
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバー付き

注文番号：5495505008
希望小売価格：141,000円
キャンペーン特別価格：98,700円



適用機種：5425/5425 R

ローター FA-24x2-PTFE

- > 最大遠心加速度：21,300 × g (15,060 rpm)
- > 最大容量：24 × 1.5 / 2.0 mLチューブ
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバー付き
- > 耐薬品性の高い PTFE コーティング

注文番号：5495503005
希望小売価格：141,000円
キャンペーン特別価格：98,700円



適用機種：5425/5425 R

ローター S-96x0.2-PCR

- > 最大遠心加速度：3,217 × g (6,000 rpm)
- > 新型スイングローター
- > 12 本 × 8-PCRストリップ 0.1 / 0.2 mL、4 枚 × 1/4 twin. tec PCRプレート 96 スカートレス divisible または 96本 × 0.2 mL PCRチューブ

注文番号：5495512004
希望小売価格：111,000円
キャンペーン特別価格：77,700円



適用機種：5425/5425 R

ローター FA-18x2-Kit

- > 最大遠心加速度：18,565 × g (15,060 rpm)
- > スピнкаラム 18 本用ローター
- > チューブキャップの背面が高いデザイン
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバー付き

注文番号：5495508007
希望小売価格：88,100円
キャンペーン特別価格：61,670円

※本カタログに掲載していないローターやアダプタも用意しております。詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせください。

スタンダードモデル



Centrifuge 5420

冷却なし

- > 実験台でも省スペースを実現
- > 遠心後も自動でドアがオープン作業の操作性が向上します
- > エアロゾル密閉性カバー付き



ローター FA-24x2

最大容量：24 × 1.5 / 2.0 mL
最高回転速度：15,060 rpm
最大遠心加速度：21,300 × g
本体寸法 (W×D×H)：240 × 350 × 220 mm

ローター FA-24×2 付
注文番号：5420000032
希望小売価格：297,000円

キャンペーン特別価格：207,900円

30% OFF



製品ページ



Centrifuge 5418 R

冷却付き

- > マイクロチューブの遠心に特化した冷却付きスタンダードモデル
- > エアロゾル密閉性の Eppendorf QuickLock®カバー付き



ローター FA-45-18-11

最大容量：18 × 1.5 / 2.0 mL チューブ
最大遠心加速度：16,873 × g (14,000 rpm)
本体寸法 (W×D×H)：300 × 460 × 250 mm

ローター FA-45-18-11 付
注文番号：5401000030
希望小売価格：609,000円

キャンペーン特別価格：426,300円

30% OFF



製品ページ

※本カタログに掲載していないローターやアダプタも用意しております。詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせください。



コンタミレス & メンテナンスがラクな CO₂ インキュベーター

CellXpert C170i

クイズです！

Q1. CellXpert C170i の庫内に「無い」ものはなんですか？

A1. ファン・HEPAフィルター・UVランプ・表面の凹凸

Q2. なぜ無いのでしょうか？

A2. 庫内の視認性を上げるため、また汚染源の隠れ場所を極力なくすためです。


Q3. 無いと何が良いのでしょうか？

A3. 汚染源の隠れ場所がなくなることによって汚れを一目で確認できます。

取り出すアクセサリの点数が少なく、拭き取り洗浄時の手間と時間を大幅に短縮できます。


Q4. 無くても大丈夫なのですか？

A4. もちろん大丈夫です。庫内の温度均一性は高く保たれます (右図)。



つまり CellXpert C170i は・・・

- コンタミネーションを起こしにくい設計
- 拭き取り洗浄時の手間と時間を大幅に低減
- 全てのアクセサリを180℃で確実に滅菌



注文番号：6731010015
希望小売価格：1,500,000円

キャンペーン特別価格：1,050,000円

30% OFF

そのほか実施中のキャンペーン情報 (いずれも2025年3月31日まで)

遠心機60周年記念キャンペーン



- Centrifuge 5910 Ri バンドルセット **30% OFF**
- Centrifuge CF18 **30% OFF**
- Centrifuge CF18RS **30% OFF**
- Concentrator plus (遠心濃縮機5305, Cタイプ) **30% OFF**



電動ピペット & サーマルサイクラーキャンペーン



- 電動マイクロピペット* Xplorer / Xplorer plus **30% OFF**
*シングルチャンネル、8チャンネル、12チャンネルの全容量
- サーマルサイクラー マスターサイクラー X40 **30% OFF**



Coming Soon! 新製品 180℃滅菌のできる CO₂ シェーカー CellXpert CS220



CO₂ コントロール機能とシェーキング機能を併せ持った CO₂ シェーカー、220 L クラスの大容量チャンバーで浮遊系細胞培養に最適な環境を提供します



引き出し式のプラットフォーム、フラスコやチューブなどの容器をどこに置いても簡単に操作ができます



(上) 凹凸やアクセサリの無い庫内、洗浄を容易にします
(下) 180℃高温滅菌機能装備

エッペンドルフ株式会社

〒101-0031 東京都千代田区東神田 2-4-5 東神田堀商ビル 3F Tel: 03-5825-2361 Email: info@eppeendorf.jp

【遠心機に関するお問い合わせはこちら】

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社

〒101-0031 東京都千代田区東神田 2-5-12 龍角散ビル 3F Tel: 0120-024-125 Email: Life-Science@eppeendorf.jp

www.eppeendorf.com

Eppendorf® and the Eppendorf Brand Design are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. U.S. Design Patents are listed on www.eppeendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2024 by Eppendorf SE. 本カタログに記載されている製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2024年12月現在の価格で、消費税は含まれておりません。