

30% OFF

研究応援！遠心機年度末キャンペーン

期間：2025年11月4日～2026年3月31日



Special Offer

研究応援！遠心機年度末キャンペーン

年度末の研究活動を強力サポート！

エッペンドルフでは、アカデミアの皆さまの研究推進を応援する「遠心機年度末キャンペーン」を開催いたします。ローターの種類も多く、様々な用途に対応し、環境にもやさしいノンフロンモデル「Centrifuge CF18R/CF18RS」が今だけ30% OFF！ 新年度に向けて、ラボの遠心機をアップグレードしませんか？ この機会をぜひご活用ください。



Centrifuge CF18R / CF18RS ノンフロンモデル

最高回転速度：18,000 rpm
最大遠心加速度：31,100×g
視認性、操作性の良いタッチパネルを採用



フロン排出抑制法対象外の冷媒を採用

【ノンフロンモデルのメリット】

- > 定期点検の義務がなく、お客様の負担を軽減
- > 遠心機廃棄時の書類作成・保存の手間や費用を削減
- > 地球温暖化への影響に配慮

Centrifuge CF18R



30% OFF



ノンフロンモデル

- ローターは全て載せるだけのクイックセッティング方式
- 環境に配慮したGWP(地球温暖化係数)値が1以下
- 静電式タッチパネルを採用、ゴム手袋をしても操作可能。
- 250mmボトル用スイングローターからマイクロチューブ用アングルローターまで多目的な用途に。

最高回転速度	18,000 rpm
最大遠心加速度	31,100×g
最大呼称容量	250 mL × 4本 (T5SS31ローター)
本体寸法 (W×D×H)	490 × 550 × 835 mm
注文番号	5722010181
希望小売価格	¥1,020,000
キャンペーン特別価格	¥714,000

Centrifuge CF18RS



30% OFF



ノンフロンモデル

- ローターは全て載せるだけのクイックセッティング方式
- 環境に配慮したGWP(地球温暖化係数)値が1以下
- 静電式タッチパネルを採用、ゴム手袋をしても操作可能。
- マイクロチューブから15 mL、50 mLコニカルチューブの用途に。

最高回転速度	18,000 rpm
最大遠心加速度	31,100×g
最大呼称容量	70 mL × 4本 (T15A37ローター)
本体寸法 (W×D×H)	340 × 485 × 835 mm
注文番号	5722020181
希望小売価格	¥906,000
キャンペーン特別価格	¥634,000

CF18R / CF18RS 用ローター

本体と同時購入で各ローター

30% OFF

形名



	ローター T18A41	ローター T15A39	ローター T15A41	ローター T15A46
最高回転速度	18,000 rpm	15,000 rpm	15,000 rpm	15,000 rpm
最大遠心加速度	1.5 / 2.0 mL : 外側31,100×g / 内側26,400×g	21,500×g	22,260×g	22,000×g
呼称容量	1.5 / 2.0 mL × 36本 + 0.2 mL PCR × 18本	1.5 / 2.0 mL × 24本	15/50コニカル × 4本 (2種の同時使用不可)	5 mL (Eppendorf 製) × 12本
注文番号	5722211000	5722211008	5722211009	5722211014
希望小売価格	¥260,000 (カバー付)	¥170,000	¥294,000	¥181,000 (カバー別売)
キャンペーン特別価格	¥182,000 (カバー付)	¥119,000	¥205,800	¥126,700 (カバー別売)

CF18R 用ローター

形名



	ローター T12A41	ローター T12A42	ローター T9A31	ローター T5S32
最高回転速度	12,000 rpm	12,000 rpm	9,000 rpm	4,800 rpm
最大遠心加速度	18,000×g	17,100×g	10,600×g	3,120×g
呼称容量	50コニカル × 6本	80 mL 丸底ボトル × 6本	50コニカル × 8本	DWP×2枚 / MTP × 2枚
注文番号	5722211022	5722211023	5722211026	5722212002
希望小売価格	¥362,000 (カバー付)	¥260,000 (カバー付)	¥317,000	¥339,000
キャンペーン特別価格	¥253,400 (カバー付)	¥182,000 (カバー付)	¥221,900	¥237,300



15TC×6Sアダプタ (4個入)

> 15mLコニカル×24本
注文番号：5721244007
希望小売価：¥35,300
キャンペーン特別価格
⇒¥24,710

50TC×2Sアダプタ (4個入)

> 50mLコニカル×8本
注文番号：5721244008
希望小売価：¥35,300
キャンペーン特別価格
⇒¥24,710



ローター T5SS31

4,800 rpm
4,170×g
5722212001
¥238,000 (丸バケット付)
¥166,600

15TC×4Sアダプタ (4個入)

> 15mLコニカル×16本
注文番号：5722112026
希望小売価：¥56,700
キャンペーン特別価格
⇒¥39,690

50TC×1Sアダプタ (4個入)

> 50mLコニカル×4本
注文番号：5722112027
希望小売価：¥45,300
キャンペーン特別価格
⇒¥31,710

※本カタログに掲載していないローター、アダプタも用意しております。詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせください。

遠心機【販売・保守】

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社

東京セールスオフィス 東京都千代田区東神田2-5-12 龍角散ビル3F

お客様相談センター
0120-024125

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:30 (土・日・祝日・弊社休業日除く)



安全上のご注意

機器を正しく安全にご使用いただくため、製品の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- eppendorf遠心機の保守部品の供給は製造販売中止後、7年間です。
- 製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
- 表示価格は2025年11月現在のメーカー希望小売価格(税別)です。
- 製品写真または操作画面等は、特に断りがない限り標準仕様です。

www.eppendorf.com/centrifugation

Eppendorf® and the Eppendorf logo are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany.
himac® is registered trademark of Eppendorf Himac Technologies Co., Ltd., Japan.

U.S. Design Patentstare listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2025 by Eppendorf SE. Printed in Japan.

EHTD-CP017A | 2025.11