

himac


New Line Up

超遠心機用ボトル ラインナップ(高 xg 対応)

PPCO 材の採用により幅広いサンプルに対応できます。



230PA ボトル※



20PA ボトル



30PA ボトル



70PA ボトル

※230PA ボトルの写真は原寸大ではありません。20/30/70PAボトルの写真は原寸大です。

特長

- ① ボトルに PPCO(ポリプロピレン共重合体) 材、内蓋に PP(ポリプロピレン) 材(注 1)を採用し、酸・塩基・反応性の高い化学薬品に対応
(使用するサンプルについてご不明な点はお問い合わせください)
- ② 高い遠心力に耐えられる肉厚ボトル
- ③ 手で締められるスクリューキャップ方式と密閉性の高い O-リングを採用

(注 1) 230PA ボトルの内蓋は POM (ポリアセタール) 材となります。

20PA ボトル: 235,000xg



30PA ボトル: 209,000xg



70PA ボトル: 150,000xg



230PA ボトル: 71,000xg



※図は遠心加速度のイメージです。

仕 様				
品名	20PA ボトル (C) クミ	30PA ボトル (C) クミ	70PA ボトル (C) クミ	230PA ボトル (キャップは別売り)
パーツ No.	S310163A	S310626A	S310331A	336621A
実容量 (mL)	19	26.3	63.5	210
寸法 (Φ x Lcm)	2.6x8.0	2.6x9.7	3.8x10.6	6.0x12.5
入数 (本)	6	6	6	10
価格 (税別)	29,000	49,000	53,000	40,000
適用ロータ	S50A	P70AT/P50AT2	P45AT	P21A2/P19A
	 6 本架	P70AT  8 本架	 6 本架	P21A2  6 本架
許容回転数 (rpm)	50,000	45,000/41,000	36,000	21,000/19,000
遠心加速度 (xg)	210,000	209,000/204,000	150,000	71,000/55,100

補給部品一覧						
品名		20PA ボトル	30PA ボトル	70PA ボトル	230PA ボトル	
 注 1)	ボトルのみ	S310596A(10 本入り) ¥20,000	S310625A(10 本入り) ¥18,000	S310419A(10 本入り) ¥27,000	336621A(10 本入り) ¥40,000	
 注 2)	スクリュー キャップ	485541(1 個入) ¥4,700	485541(1 個入) ¥4,700	486370(1 個入) ¥5,200	P21A2 ロータ用 S413248B(2 個入) ¥64,000 注 3)	P19A ロータ用 S403617A(1 個入) ¥30,000 注 3)
 ナカブタ	ナカブタ	S413364A(10 個入) ¥6,000	S413364A(10 個入) ¥6,000	S413195A(10 個入) ¥11,800	S401808A(10 個入) ¥65,600	
 O-リング	O-リング	474037A(10 個入) ¥2,400	474037A(10 個入) ¥2,400	474041A(10 個入) ¥3,500	S401809A(10 個入) ¥3,800	

注 1) 230PA ボトルのみ平底となります。

注 2) 230PA ボトルのみキャップ形状が異なります。

注 3) 230PA ボトルのスクリューキャップのみ、ナカブタと O-リングが付属しています。

超遠心機 CP-NX^{SERIES}

(適用ロータ：P70AT、P50AT2、P45AT、P21A2)



※P19A ロータがご使用
可能なのは従来機種
CP-WX/MX/α/βシリーズ
のみです。

小形超遠心機 CS150NX / CS-FNX^{SERIES}

(適用ロータ：S50A)



【製造・販売・保守】

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社

himac 遠心機お客様相談センター ☎ 0120-024125

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休業日除く)

URL <https://www.himac-science.jp>

東日本地区 03-6738-0860

西日本地区 06-6795-9200

- 製品の仕様、外観および価格は、予告なく変更する場合があります。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
- 標準価格は仕様や構成により異なります。
- 全て税別価格となります。
- 安全のために使用環境、使用条件、据付条件が制限される場合があります。
- 製品写真は、特に断りがない限り標準仕様です。



安全上のご注意

機器を正しく安全にご使用いただくため、製品の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

EHTD-pabottleA 2020.06